


SUCTION & DRAINAGE  
SYSTEMS

**Plasti-med**  
"supporting healthy life"

ASPIRASYON & DRENAJ  
SİSTEMLERİ  
2012



## About Us / Hakımızda

### HISTORY

The company was formed in 1996, initially specialising in Anesthesiology. Plasti-med has since grown dramatically – expanding the range of products into the specialist areas of Gynecology, Drainage and General use disposable products. More recently, Plasti-med has expanded its expertise and product range into the field of Urology. A dynamic and inventive company, Plasti-med has enjoyed international success, and its global operations stretch around the world. Plasti-med is proud to announce that it has recently celebrated its 15th anniversary and hopes to continue to go from strength to strength in the next 15 to come.

### QUALITY POLICY

Our goal is to continually supply high quality medical devices to healthcare professionals the world over and to ensure that these products fully comply to both international and national regulatory and customer requirements. All our devices are manufactured in compliance to the Council Directive 93/42/EEC, 2007/47/EC.

### PRODUCTS

A specialist in Anaesthesiology products, Plasti-med has gained an ever increasing share in the marketplace for over 15 years. With extensive experience in the design, development and manufacture of premium quality medical devices, the product range continues to grow. All products supplied by Plasti-med undergo strict quality control to ensure complete customer satisfaction. Plasti-med commits to Research and Development of new products, in addition to the current wide range on offer – aiming to be at the forefront of technological advances. Our Customer Service department is on hand to offer further details on any of our products – for more information please contact us.

### STANDARTS

Plasti-med has long been accustomed to operating in a highly regulated environment with regards to design and development of medical products. All Plasti-med devices are manufactured to the highest possible standards and have been bearing the CE mark since 2003 – demonstrating compliance with the Medical Device Directive 93/42/EEC, 2007/47/EC. The Plasti-med Quality Management System is certified according to and regularly audited against ISO 9001:2008 & ISO 13485 (2003). It is this commitment to Quality Assurance which enables us to serve and satisfy all our customers' expectations.

### TARİHÇE

Plasti-med 1995 yılında tek kullanımlık tıbbi malzemeler üretmek amacıyla kurulmuştur. O günden bu yana ürün yelpazesini genişleterek Anestezi, Drenaj, Jinekoloji ve genel sarf malzemeleri ana grupları altında ürünler üretmeye devam etmektedir. 2010 yılı içinde ise ürün gamına Üroloji ürünlerini eklemiştir. Plasti-med üretime geçtiği günden bu yana yurt içinde ve yurt dışında aranan bir marka haline gelmiştir. Firmamız geçmiş başarılarından güç alarak Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve Çalışanlarımızla birlikte geleceğe daha büyük adımlarla ilerleyecektir.

### KALİTE POLİTİKAMIZ

Hedefimiz Yüksek kalitede, rekabet edebilir fiyatlarla ve müşteri memnuniyetini hedef alan hizmet anlayışımızla, standartlara uygun ürünler üretmektir.

### ÜRÜNLERİMİZ

Plasti-med üretim yelpazesinde bulunan ürünlerde ciddi Pazar payları elde etmiştir. Sektör ihtiyaçlarına göre ürün geliştirme ve kalite yükseltme çabaları sonucu ürünleri "Plasti-med" markası ile istenir duruma gelmiştir. Üretimde kullanılan malzemelerin tamamı MDD gerekliliklerine uygun ve sektörde tanınan ve kabul gören tedarikçilerden sağlanmaktadır. Üretim araç ve gereçleri yine MDD, GMP ve PLASTİ-MED kuralları gereği en yüksek katlede dünyada bilinen ve kabul görmüş markalar arasından seçilmektedir.

### STANDARTLARIMIZ

Plasti-med kurulduğu günden beri ilgili standartları rehber edinerek üretim yapmaktadır. Ürünler MDD 93/42/EEC (2007/47/EC) ve GMP kurallarına uygun olarak üretilmektedir. Kalite sistemi ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2003 sertifikasına ve Tüm ürünler CE sertifikasına sahiptir.

### İNSAN KAYNAKLARI

Kalite hedeflerini, ve hizmet anlayışını sürdürebilmek için iyi eğitim almış, tecrübeli, yaptığı işin bilincinde olan Personel ile çalışmak Plasti-med'in insan kaynakları politikasının temelini oluşturur.

## Contents / İçindekiler

▶ SUCTION SYSTEMS / ASPIRASYON SİSTEMLERİ <i>Aspiration Bags and System Properties / Aspirasyon Torbaları ve Sistem Özellikleri</i>	<b>2</b>
▶ SUCTION SYSTEMS / ASPIRASYON SİSTEMLERİ <i>Suction Bags / Aspirasyon Torbaları</i>	<b>4</b>
▶ SUCTION SYSTEMS / ASPIRASYON SİSTEMLERİ <i>Canisters / Kanisterler</i>	<b>5</b>
▶ SUCTION SYSTEMS / ASPIRASYON SİSTEMLERİ <i>Accessories / Aksesuarlar</i>	<b>6</b>
▶ SUCTION SYSTEMS / ASPIRASYON SİSTEMLERİ <i>Suction Liner Assembling / Aspirasyon Torbası Kurulumu</i>	<b>10</b>
▶ SUCTION SYSTEMS / ASPIRASYON SİSTEMLERİ <i>Removal of the Bag from the Canister / Aspirasyon Torbasının Kanisterden Çıkarılması</i>	<b>11</b>
▶ SUCTION SYSTEMS / ASPIRASYON SİSTEMLERİ <i>Trolley Montage Manuel / Mobil Araba Kurulum Kılavuzu</i>	<b>12</b>
▶ SUCTION SYSTEMS / ASPIRASYON SİSTEMLERİ <i>Trolleys / Mobil Arabalar</i>	<b>15</b>
▶ SUCTION SYSTEMS / ASPIRASYON SİSTEMLERİ <i>Tandem Serial Connection Manuel / Tandem Seri Bağlantı Kılavuzu</i>	<b>16</b>
▶ DRAINAGE SYSTEMS / DRENAJ SİSTEMLERİ	<b>18</b>
▶ ASPIRATION SYSTEMS / ASPIRASYON SİSTEMLERİ <i>Product Reference List / Ürün Referans Listesi</i>	<b>20</b>

\*Special products can be manufactured upon request

### SİSTEMİN AVANTAJLARI

- Aspirasyon torbaları, hastane ortamından kaynaklanan olası enfeksiyonlardan korunma avantajı sağlar.
- Kullanıcı personel ve ekibinin çalışmalarında kolaylık ve pratik uygulama sağlar.
- Bağlantı şekli ve montajı kolaydır.
- Torba dolduğunda değişimi kolaydır ve zaman almaz.
- Sıçrama ve dökülme risklerini ortadan kaldırır.
- Hastane hijyeninin korunmasına yardımcı olur.
- Kontrollü tıbbi atık imhası yönünden avantaj sağlar.
- Kapalı sistem olması dolayısıyla servislere koku yayılmasını önler.
- Ameliyathanelerde anestezi ve operasyon ekibi aynı anda kolayca kullanılabilir.
- Genel olarak vakum kaynağı bağlantısı olan benzer sıvı aspirasyon işlemlerinde kullanılabilir.

### ASPİRASYON TORBASİ ÖZELLİKLERİ

- Hasta ile temas etmemektedir.
- Torba materyali ve kapak sistemi dayanıklı plastikten üretilmiştir.
- 1200, 1500, 2000 ve 3000 ml. kapasitelidir.
- Torbalar esnek yapıda olup taban düzlem yapılıdır.
- Hasta portunun emiş ucunda geri akışı önleyen anti-reflü valf mevcuttur.
- Vakum emiş ucunda bakteri ve virüs geçişini engelleyen ve torba dolunca emişi durduran özel filtre mevcuttur.
- İşlem bitiminde tüm portları kapatan kapak sistemi mevcuttur.
- Hastadan emiş yapabilmek için 1,8 m hasta hortumu mevcuttur.
- Hasta ile torba arasında bağlantı sağlanabilmesi için uygun standartlarda 2 adet rakor ve 1 adet parmak kontrollü çam ağacı konnektörü vardır.
- Aspirasyon Torbası atroskopi, endoskopi vb. uygulamalarda alınan kemik ve doku örnekleri gibi katı numunelerin muhafaza edilmesini sağlayan geniş numune portuna sahiptir.

### İLAVE KATKI MALZEMELERİ

- Jelleştirici : Torba içine alınan sıvıyı jelleştirerek katılaşmasını sağlar.
  - Köpük Önleyici : Torba içine çekilen sıvının köpüklenmemesini sağlar.
  - Dezenfektan : Torba içine çekilen sıvının dezenfeksiyonunu sağlar.
- Katkı maddeleri opsiyoneldir.*

### KANİSTER ÖZELLİKLERİ

- 1500 ml, 2000 ml ve 3000 ml olarak üç çeşit kanister mevcuttur.
- Kanister PC (Polikarbonat) malzemeden yapıldığı için beklenmeyen darbelere dayanıklıdır.
- 121 °C'ye kadar otoklav edilebilir.
- Kanister üzerinde açma-kapama (on-off) vanası mevcuttur.
- Merkezi vakum sisteminde veya seyyar aspirator cihazlarına monte edilebilir.
- Duvara veya raya monte edilebilir.

### BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

- Ameliyathanelere mobil taşıyıcı istemle 1x2 kanister veya 2x2 kanister bağlantısı yapılabilir.
- Mobil arabalarda en az 2 kanister aynı anda kullanılacak şekilde bağlantı yapılır.
- İkili sistemde 1 kanister ameliyat ekibi için diğeri anestezi ekibi için kullanılabilir.
- 4'lü sistem paralel bağlantıda tüm kanisterler aktif durumda tutulur.
- Tandem (seri) bağlantı yapılabilir.
- Yoğun bakım ve servislerde duvara veya hastanenin gösterebileceği bir sistem üzerine monte edilebilir.
- Mobil arabalı sistemlerde merkez vakum sistemi ile kanister arasına 2,5-4 m silikon hortum ile bağlantı yapılır. Özel durumlarda ihtiyaca göre çözüm sağlanır.
- Duvara montaj durumunda 1-1,8 m silikon hortum kullanılır.



## SYSTEM ADVANTAGES

- Suction Liners provides the protection from possible infections, which causes from hospital ambience.
- During working of user personel and crew, provides easy and practical application.
- It has easy connection and assembly.
- When it fills, it's easy to change.
- It removes spillage and springing risks.
- It helps to protection of hospital hygiene.
- It provides advantage to destroy controlled medical waste.
- Due to its closed system, it prevents the spread of odor to the other departments.
- Both operation and anaesthesia crews can use it during the surgical operation.
- Generally it can be use similar liquid suction processes which has vacuum sources.

## SUCTION LINER SPECIFICATIONS

- No contact with patient.
- Raw material and cover system are made of durable plastic.
- It's capacity is optional and 1200, 1500, 2000, 3000 ml.
- Liners are flexible and sole part is flat shaped.
- Suction end of patient port has anti-reflux valf, which prevents the back flow.
- It has a special filter in vacum suction end, which prevents the transition of bacterial and virus and stop the suction when liner filled.
- It has a cover system, which closes all the ports at the end of the process.
- It includes 1,8 m patient suction tube for suction process from the patient.
- It contains 2 pieces rubber plastic 1 piece kapkon connector for provide the connection between patient and vacum source.
- Aspiration Bag has wide sample port, which provides the protection of solid samples received similar bone and tissue samples from arthroscopy, endoscopy etc applications.

## ADDITIONAL MATERIALS


- **Gelling** : It provides the solidification of liner contained liquid by gelling.
- **Antifoam** : It prevents the foaming of suctioned liquid.
- **Disinfectant**: It provides the disinfection of suctioned liquid.  
*Additives are optional.*

## CANISTER SPECIFICATIONS

- It has three kinds of canisters, which capacities are 1500 ml, 2000 ml, 3000 ml .
- Canister is polycarbonat material durable for unexpected impact.
- It can be autoclavable up to 121 celcius degree.
- For easy bag handling, vacuum switch (on-off) valve is available on canister.
- It can be adapt for central vacum system and portable suction devices easily.
- It can be adapt to wall and rail.

## CONNECTION SPECIFICATIONS

- It can be connect with mobile carriage system and can be make 1x2 or 2x2 canister connection in surgery operation rooms.
- Connection done, at least 2 canister can be usable in same time on mobile carrier.
- In double system, 1 canister can be used for surgery team, another one can be used for anaesthesia team.
- During the parallel connection of 4 canister, all the canister stay in active position.
- Canisters can be connected as serial.
- During Intensive Care Units and services, it can be adapt to walls and on an over bed.
- During the use of Mobile Carriage Systems, connection can be made by using 4 m silicone hoses between central vacum system and canister. In special cases, solution provides according to inquiries.
- In case of montage to the wall, it uses 1-1,8 m silicone hoses.



# SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ

## Suction Bags Aspirasyon Torbaları



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 207	SUCTION BAG 1200 ml
	ASPİRASYON TORBASI 1200 ml



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 202	SUCTION BAG 1500 ml
	ASPİRASYON TORBASI 1500 ml

QUANTITY PER BOX  
KOLİ İÇİ ADEDİ

30



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 203	SUCTION BAG 2000 ml
	ASPİRASYON TORBASI 2000 ml

QUANTITY PER BOX  
KOLİ İÇİ ADEDİ

25



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 201	SUCTION BAG 3000 ml
	ASPİRASYON TORBASI 3000 ml

QUANTITY PER BOX  
KOLİ İÇİ ADEDİ

25

# SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ

Canisters  
Kanisterler



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 211	SUCTION CANISTER 1500 ml
	ASPİRASYON TORBASI KANİSTERİ 1500 ml

QUANTITY PER BOX  
KOLI İÇİ ADEDİ

9



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 212	SUCTION CANISTER 2000 ml
	ASPİRASYON TORBASI KANİSTERİ 2000 ml

QUANTITY PER BOX  
KOLI İÇİ ADEDİ

9



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 213	SUCTION CANISTER 3000 ml
	ASPİRASYON TORBASI KANİSTERİ 3000 ml

QUANTITY PER BOX  
KOLI İÇİ ADEDİ

9

# SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ

Accessories  
Aksesuarlar



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 271	ALUMINIUM RAIL MOUNTED RAYA MONTE ALÜMİNYUM



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 263	METAL WALL SUSPENSION OF 1,5 L DUVAR ASKI SİSTEMİ METAL 1.5 L

CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 265	METAL WALL SUSPENSION OF 2 L DUVAR ASKI SİSTEMİ METAL 2 L

CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 261	METAL WALL SUSPENSION OF 3 L DUVAR ASKI SİSTEMİ METAL 3 L



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 213 01	PLASTIC RAIL CLAMP PLASTİK ASKI KELEPÇESİ

# SUCTION SYSTEMS / ASPIRASYON SİSTEMLERİ

Accessories  
Aksesuarlar



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 213 02	PLASTIC WALL SUSPENSION CLAMP
	PLASTİK DUVAR ASKI KELEPÇESİ
160 213 05	(4 WITH) MOBILE TROLLEY PLASTIC HANGER CLAMP
	4'LÜ MOBİL ARABA PLASTİK ASKI KELEPÇESİ



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 213 03	PLASTIC RAIL APPARTUS
	PLASTİK RAY APARATI



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 213 04	PLASTIC RAIL AND HANGER CLAMP
	PLASTİK RAY VE ASKI KELEPÇESİ



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
A AST 034	VACUUM DISTRIBUTION OF TROLLEY (2 CANISTERS)
	MOBİL ARABA VAKUM DAİTİCİ (2 KANİSTER)
A AST 035	VACUUM DISTRIBUTION OF TROLLEY (4 CANISTERS)
	MOBİL ARABA VAKUM DAİTİCİ (4 KANİSTER)

# SUCTION SYSTEMS / ASPIRASYON SİSTEMLERİ

Accessories  
Aksesuarlar



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
A AST 020	{T} CONNECTOR OF SUCTION BAG CARRIER
	ASPIRASYON TORBASI "ARABA -T- BAĞLANTI



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
A AST 027	SONDA CAP
	SONDA KABI



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 221	SYSTEM FILTER
	SİSTEM FİLTRESİ



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 404	KAPKON CONNECTOR NON-STERILE
	KAPKON KONNEKTOR NON-STERİL


CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 403	KAPKON CONNECTOR STERILE
	KAPKON KONNEKTOR STERİL



# SUCTION SYSTEMS / ASPIRASYON SİSTEMLERİ

## Suction Liner Usage


### Aspirasyon Torbası Kullanımı



Place the proper suction bag in the related canister.  
*Kanistere uygun aspirasyon torbası yerleştiriniz.*

SUCTION LINER USAGE  
ASPIRASYON TORBASİ KULLANIMI


1



The red end of the 40cm vacuum tube is attached to a valve of the vacuum switch of canister, the other end is attached to the vacuum port of the suction bag.  
*40 cm uzunluğundaki vakum hortumunun kırmızı konnektörlü ucu kanisterin ön yüzündeki vakum vanasına, diğer ucu ise torbanın kapağı üzerindeki vakum portuna takınız.*

SUCTION LINER USAGE  
ASPIRASYON TORBASİ KULLANIMI

2



Attach 1,8m tube to the patient port by elbow part.  
*1.8 m hortumun ucuna dirsek parçası takılıp torba kapağının patient (hasta) portuna takınız.*

SUCTION LINER USAGE  
ASPIRASYON TORBASİ KULLANIMI

3

# SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ

## Removal of the Bag from the Canister


### Aspirasyon Torbasının Kanisterden Çıkarılması



When is the suction bag is filled, the vacuum regulator and/or canister valve is turned off the 1,8 m patient tube is removed from the patient port of the bag.

*Aspirasyon torbası dolduğunda, vakum regülatörü ve/veya kanister vanası kapatılır. 1.8 m hasta hortumu torba üzerindeki patient (hasta) portundan çıkarınız.*

REMOVAL OF THE BAG FROM THE CANISTER  
ASPİRASYON TORBASININ KANİSTERDEN ÇIKARTILMASI **1**




A1  
A2

The vacuum tube is removed from the vacuum port of the bag.

*Torbanın üzerindeki vakum portundan hortumu çıkartınız.*


REMOVAL OF THE BAG FROM THE CANISTER  
ASPİRASYON TORBASININ KANİSTERDEN ÇIKARTILMASI **2**



You should close the port lid after removing the vacuum tube.

*Vakum hortumunu söktükten sonra torba üzerindeki port kapağını kapatınız.*


REMOVAL OF THE BAG FROM THE CANISTER  
ASPİRASYON TORBASININ KANİSTERDEN ÇIKARTILMASI



Patient hose removes from patient port, which is on the suction collection bag. Close the port cover.

*Hasta hortumu, torba üzerindeki hasta portundan çıkartınız. Port kapağını kapatınız.*

REMOVAL OF THE BAG FROM THE CANISTER  
ASPİRASYON TORBASININ KANİSTERDEN ÇIKARTILMASI



You should use the handles to remove the bag from canister.

*Aspirasyon torbasını çıkarırken, taşıma kulplarından tutarak çıkartınız.*

REMOVAL OF THE BAG FROM THE CANISTER  
ASPİRASYON TORBASININ KANİSTERDEN ÇIKARTILMASI **5**

## Trolley Montage Manuel

### Mobil Araba Kurulum Kılavuzu



Mount the metal hanger to the wheel carrier.  
*Askı demiri, tekerlekli taşıyıcıya monte ediniz.*

The distributor manometer is fixed with a screw to the top part of the metal hanger.

*Vakum dağıtıcı askı demirinin üst kısmındaki yuvasına takılır, vida ile sabitleyiniz.*

**TROLLEY MONTAGE MANUEL 1**  
**MOBİL ARABA KURULUM KILAVUZU**



During installation of (4 canister) mobile trolley, you should appropriately mountage the products no.160 213 05 and no. 160 213 01 by clamps to the iron holder by screw.

*4'lü mobil araba kurulumlarında (160 213 05) ref. nolu üründen ve (160 213 01) ref. no'lu askı demirinde bulunan vida yerlerine uygun şekilde monte ediniz.*

**TROLLEY MONTAGE MANUEL 2**  
**MOBİL ARABA KURULUM KILAVUZU**



The canisters are placed in the clamp, both of the silicone tube ends are attached to the distributor and the canister.

*Kanisterler askı kelepçesine yerleştirilir, kanister ve vakum dağıtıcı arasına silikon hortum monte ediniz.*

**TROLLEY MONTAGE MANUEL 3**  
**MOBİL ARABA KURULUM KILAVUZU**

Montage of two canisters trolley, mount 2 pieces of reference no: 160 213 02 plastic clamp to wheel carrier facing one another.

*İki kanisterli mobil araba kurulumunda, iki adet 160 213 02 referans numaralı plastik kelepçeyi karşılıklı olarak askı demirine monte ediniz.*

Montage of four canisters trolley, mount 2 pieces of reference no: 160 213 02 and 2 pieces of ref no: 160 213 05 plastic clamp to wheel carrier facing one another.

*Dört kanisterli mobil araba kurulumunda, iki adet 160 213 02 ve iki adet 160 213 05 referans numaralı plastik kelepçeleri karşılıklı olarak askı demirine monte ediniz.*

Montage of two canisters trolley, use vacuum distributor reference no: A AST 034

*İki kanisterli mobil araba kurulumunda, A AST 034 referans numaralı vakum dağıtıcıyı monte ediniz.*

Montage of four canisters trolley, use vacuum distributor reference no: A AST 035

*Dört kanisterli mobil araba kurulumunda, A AST 035 referans numaralı vakum dağıtıcıyı monte ediniz.*

**TROLLEY MONTAGE MANUEL 4**  
**MOBİL ARABA KURULUM KILAVUZU**

# SUCTION SYSTEMS / ASPIRASYON SİSTEMLERİ

## Trolley Montage Manuel Mobil Araba Kurulum Kılavuzu



Vacuum tube is attached to the on-off switch of the canister.

*Kanisterlerde bulunan açma-kapama (on-off) vanasına vakum hortumu monte ediniz.*

TROLLEY MONTAGE MANUEL 5  
MOBİL ARABA KURULUM KILAVUZU



The suction bags are placed in the proper canisters.

*Kanisterlere uygun, aspirasyon torbaları yerleştiriniz.*

TROLLEY MONTAGE MANUEL 6  
MOBİL ARABA KURULUM KILAVUZU



The red end of the vacuum tube is attached to a valve of the on-off switch of canister, the other end is attached to the vacuum port of the suction bag.

*Vakum hortumunun kırmızı konnektörlü ucu kanisterin ön yüzündeki açma-kapama (on-off) vanasına, diğer ucu ise torba kapağının üzerindeki vakum portuna takınız.*

TROLLEY MONTAGE MANUEL 7  
MOBİL ARABA KURULUM KILAVUZU



The patient tube is attached to the patient port by elbow part.

*Hasta hortumu dirsek parçasını takıp torba kapağının üzerindeki patient portuna takınız.*

TROLLEY MONTAGE MANUEL 8  
MOBİL ARABA KURULUM KILAVUZU

# SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ

Trolley Montage Manuel  
Mobil Araba Kurulum Kılavuzu



The central silicone vacuum tube is attached to the connection point of the distributor.

Merkezi silikon hortumu, vakum dağıtıcının dış tarafındaki bağlantı noktasına monte edilir ve sistem kullanımı hazır hale gelir.

TROLLEY MONTAGE MANUEL 9  
MOBİL ARABA KURULUM KILAVUZU



Trolley is ready to use.

Mobil araba kullanıma hazırdır.

TROLLEY MONTAGE MANUEL 10  
MOBİL ARABA KURULUM KILAVUZU



# SUCTIONS SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ

Mobile Trolleys  
Mobil Arabalar



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 233	SUCTION BAG TWO CANISTER WITH TROLLEY 1,5 LT ASPİRASYON TORBASI İKİLİ KANİSTER ARABASI 1,5 LT

CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 235	SUCTION BAG TWO CANISTER WITH TROLLEY 2 LT ASPİRASYON TORBASI İKİLİ KANİSTER ARABASI 2 LT

CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 231	SUCTION BAG TWO CANISTER WITH TROLLEY 3LT ASPİRASYON TORBASI İKİLİ KANİSTER ARABASI 3LT



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 234	SUCTION BAG FOUR CANISTER WITH TROLLEY 1,5 LT ASPİRASYON TORBASI DÖRTLÜ KANİSTER ARABASI 1,5


CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 236	SUCTION BAG FOUR CANISTER WITH TROLLEY 2 LT ASPİRASYON TORBASI DÖRTLÜ KANİSTER ARABASI 2 LT

CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 232	SUCTION BAG FOUR CANISTER WITH TROLLEY 3 LT ASPİRASYON TORBASI DÖRTLÜ KANİSTER ARABASI 3 LT


Tandem Serial Connection Manuel  
Tandem Seri Bağlantı Kılavuzu

- Suitable aspiration bag is placed in canister.  
Vacuum tube is montaged to the shut on-off valve on canister.  
The other side of vacuum tube is montaged to the vacuum port on the lid.  
Kanisterlere uygun aspiratör torbası yerleştirilir.  
Kanisterlerde bulunan açma-kapama (on-off) vanasına vakum hortumu monte edilir.  
Vakum hortununun diğer ucu torba kapağının üzerindeki vakum portuna takılır.
- Tandem and Patient port exist on aspiration bag are connected to each other with Tandem tube.  
Aspiratör torba kapağında bulunan Tandem portu çıkışı ve Patient portu çıkışları Tandem hortumu ile birbirlerine bağlanır.
- 1,8 m and/or 3,7 m patient tube is placed to Patient port exit on aspiration bag.  
Aspiratör torba kapağında bulunan Patient portu çıkışına 1,8 m ve/veya 3,7 m hasta hortumu takılır.
- Silicone tubes come from vacuum distributor are montaged to the other end of shut on-off valve on canister.  
Vakum Dağıtıcıdan gelen silikon hortumlar, Kanisterlerde bulunan açma-kapama (on-off) vanasının diğer ucuna monte edilir.
- Central silicone tube is montaged to the outer connection part of vacuum distributor and system is ready to use.  
Merkezi silikon hortumu, vakum dağıtıcının dış tarafındaki bağlantı noktasına monte edilir ve sistem kullanımı hazır hale gelir.

Tandem serial connection manuel (2 canisters)  
Tandem seri bağlantı kılavuzu (2 kanisterli)



Tandem serial connection manuel (4 canisters)  
Tandem seri bağlantı kılavuzu (4 kanisterli)



\*Colors on the graphic are just for easier installation.  
Original products are made of transparent white and silicone material.

\*Bağlantı hortumlarında kullanılan renkler grafik amaçlıdır. Ürünün orijinali şeffaf beyaz ve silikon malzemeden imal edilmektedir.

### Yankauer Aspirasyon Set

### Yankauer Suction Set

Sump ve standart uçlu 2m kes-tak konnektörlü hortum / Sump and standard type 2 m tube with cut-plug connector



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA	QUANTITY PER BOX KOLİ İÇİ ADEDİ
7 mm Kristal Cristal	6 mm Standart Standard	
160 152	160 102 Sump Uçlu/With Sump Vakum Kontrollü- W/ vacuum control	80
160 162	160 112 Vakum Kontrolsüz- WO/ vacuum control	
160 151	160 101 Standart Uçlu/Standart Vakum Kontrollü- W/ vacuum control	
160 161	160 111 Vakum Kontrolsüz- WO/ vacuum control	

### "I" Konnektör / "I" Connector



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 411	I connector 5/5 mm
160 412	I connector 5/6 mm
160 413	I connector 8/8 mm
160 415	I connector 5/8 mm
160 416	I connector 5/11 mm
160 417	I connector 7/11 mm



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 322	SUCTION BAG TUBE 1.8 m WITH KAPKON CONNECTOR ASPİRATÖR TORBASI HORTUMU 1.8 m KAPKON KONNEKTÖRLÜ

CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 332	SUCTION BAG TUBE 3.7 m with KAPKON CONNECTOR ASPİRATÖR TORBASI HORTUMU 3.7 m KAPKON KONNEKTÖRLÜ



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
160 231 02	VACUUM TUBE VAKUM HORTUMU

## Yara Drenaj Seti

Mini 30 cc, 200 cc, 400 cc rezervuar / 6'dan ch, 18'e ch kadar  
 Tek veya çift trokarlı / Kes-Tak bağlantısı, Düşük basınçlı drenaj için

## Wound Drainage Set

Mini 30cc, 200 cc, 400 cc reservoir / Round drain from 6 ch to 18 ch  
 Single and double trocar / Cut-to-fit connector  
 For low pressure wound drainage

Mini 30 cc	Tek Trokar Single Trocar
Tip/Type	Ref No
6 ch	103 406
7 ch	103 407
8 ch	103 408

200 cc	Tek Trokar Single Trocar	Çift Trokar Double Trocar
Tip/Type	Ref No	Ref No
8 ch	103 208	103 108
10 ch	103 210	103 110
12 ch	103 212	103 112
14 ch	103 214	103 114
16 ch	103 216	103 116
18 ch	103 218	103 118

400 cc	Tek Trokar Single Trocar	Çift Trokar Double Trocar
Tip/Type	Ref No	Ref No
8 ch	103 008	103 108
10 ch	103 010	103 110
12 ch	103 012	103 112
14 ch	103 014	103 114
16 ch	103 016	103 116
18 ch	103 018	103 118

QUANTITY PER BOX  
KOLİ İÇİ ADEDİ

25



## Flat Dren

Silikon hammadde / 7mm, 10mm, 13mm ölçülerinde / Radyopak

## Flat Drain

Silicone material / 7mm, 10 mm, 13 mm sizes / Radiopac



## Silikon Round Dren Silicone Round Drain

22, 24, 27, 30 FR / Radyopak 22, 24, 27, 30 FR / Radiopac



## Ürinemeter

## Urinometer

1500 ml dren torbası 500 ml idrar metre 1500 ml drain bag 500 ml urinometer  
Bağlantı drenleri ve askılı steril ve non-steril Drain and hangers sterile and non-sterile



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
100 110	Standart Tip/Type

QUANTITY PER BOX  
KOLİ İÇİ ADEDİ

10

## Drenaj Torbalı Yumuşak Dren

## Soft Drain with Drainage Bag

Ch 10'dan Ch30'a kadar PVC drenli / Ch 22, 24, 27, 30 silikon drenli Ch to 30 ch from - W/ PVC drain / 22, 24, 27, 30 ch - W/ silicone drain



## Yara Drenaj Seti

## Wound Drainage Set

200 cc rezervuar silikon+dren+trocara 200 cc silicone reservoir+drain+trocara



CODE / KOD	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
103 607	7 mm
103 610	10 mm
103 613	13 mm

QUANTITY PER BOX  
KOLİ İÇİ ADEDİ

25

# ASPIRATION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ

Product Reference List  
Ürün Referans Listesi

Ref. No	Product Description / Ürün Açıklaması	Ref. No	Product Description / Ürün Açıklaması
160 207	SUCTION BAG 1200 ml ASPİRASYON TORBASI 1200 ml		ASPİRASYON TORBASI İKİLİ KANİSTER ARABASI 3L
160 202	SUCTION BAG 1500 ml ASPİRASYON TORBASI 1500 ml	160 232	SUCTION BAG FOUR CANISTER WITH TROLLEY 3L ASPİRASYON TORBASI DÖRTLÜ KANİSTER ARABASI 3L
160 203	SUCTION BAG 2000 ml ASPİRASYON TORBASI 2000 ml	160 263	METAL WALL SUSPENSION OF 1,5 L DUVAR ASKI SİSTEMİ METAL 1,5 L
160 201	SUCTION BAG 3000 ml ASPİRASYON TORBASI 3000 ml	160 265	METAL WALL SUSPENSION OF 2 L DUVAR ASKI SİSTEMİ METAL 2 L
160 211	SUCTION CANISTER 1500 ml ASPİRASYON TORBASI KANİSTERİ 1500 ml	160 261	METAL WALL SUSPENSION OF 3 L DUVAR ASKI SİSTEMİ METAL 3 L
160 212	SUCTION CANISTER 2000 ml ASPİRASYON TORBASI KANİSTERİ 2000 ml	160 322	SUCTION BAG TUBE 1.8 m WITH KAPKON CONNECTOR ASPİRASYON TORBASI HORTUMU 1.8 m KAPKON KONNEKTÖRLÜ NONSTERİL
160 213	SUCTION CANISTER 3000 ml ASPİRASYON TORBASI KANİSTERİ 3000 ml	160 331	SUCTION BAG TUBE 3.7 m WITH KAPKON CONNECTOR ASPİRASYON TORBASI HORTUMU 3,7 m- NONSTERİL
160 221	SYSTEM FILTER SİSTEM FİLTRESİ	160 213 01	PLASTIC RAIL CLAMP PLASTİK ASKI KELEPÇESİ
160 233	SUCTION BAG TWO CANISTER WITH TROLLEY 1,5 LT ASPİRASYON TORBASI İKİLİ KANİSTER ARABASI 1,5 L	160 213 02	PLASTIC WALL SUSPENSION CLAMP PLASTİK DUVAR ASKI KELEPÇESİ
160 234	SUCTION BAG FOUR CANISTER WITH TROLLEY 1,5 L ASPİRASYON TORBASI DÖRTLÜ KANİSTER ARABASI 1,5 L	160 213 03	PLASTIC RAIL APPARTUS PLASTİK RAY APARATI
160 235	SUCTION BAG TWO CANISTER WITH TROLLEY 2L ASPİRASYON TORBASI İKİLİ KANİSTER ARABASI	160 213 04	PLASTIC RAIL AND HANGER CLAMP PLASTİK RAY VE ASKI KELEPÇESİ
160 236	SUCTION BAG FOUR CANISTER WITH TROLLEY 2 L ASPİRASYON TORBASI DÖRTLÜ KANİSTER ARABASI 2L	160 213 05 (4 WITH)	MOBILE TROLEY PLASTIC HANGER CLAMP 4'LÜ MOBİL ARABA PLASTİK ASKI KELEPÇESİ
160 231	SUCTION BAG TWO CANISTER WITH TROLLEY 3L	160 271	ALUMINIUM RAIL MOUNTED RAYA MONTE ALÜMİNYUM A AST 020 {T} CONNECTOR OF SUCTION BAG CARRIER

**Plasti-med**  
"supporting healthy life"

**PLASTİ-MED Plastik Medikal Ürünler San.Tic.Ltd.fiti**  
İstanbul Deri Organize San.Böl.  
Yan Sanayi Gelişme Alanı YA/11 Parsel  
Aydınlı/Tuzla  
İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel : +90 (216) 591 04 91 (Pbx)  
Fax : +90 (216) 591 04 90

[info@plasti-med.com](mailto:info@plasti-med.com) [impex@plasti-med.com](mailto:impex@plasti-med.com)

***[www.plasti-med.com](http://www.plasti-med.com)***

ID: 28.11.2011 Rev. No: 00

SUCTION & DRAINAGE  
SYSTEMS

**Plasti-med**  
"supporting healthy life"

ASPIRASYON & DRENAJ  
SİSTEMLERİ  
2012