

Plasti-med®



MADE IN TURKEY

UROLOGY

TARİHÇE

Plasti-med 1995 yılında kurulmuştur. Solunum, Anestezi, Drenaj, Üroloji, Jinekoloji ve genel kullanıma uygun tek kullanımlık tıbbi malzemeler üretmektedir. Türkiye'nin önemli tek kullanımlık medikal malzeme üreticilerinden birisidir. Dünya genelinde 80'den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Hedefimiz yüksek kalitede, rekabet edebilir fiyatlarla ve müşteri memnuniyetini hedef alan hizmet anlayışımızla, standartlara uygun ürünler üretmektir.

ÜRÜNLERİMİZ

Plasti-med, yelpazesinde bulunan ürünlerde ciddi bir pazar payı elde etmiştir. Sektör ihtiyaçlarına göre ürün geliştirme ve kalite yükseltme çalışmaları sonucu, ürünleri "Plasti-med" markası ile istenir duruma gelmiştir. Üretimde kullanılan malzemelerin tamamı MDD gerekliliklerine uygun ve sektörde tanınan ve kabul gören tedarikçilerden sağlanmaktadır. Üretim araç ve gereçleri yine MDD, GMP ve Plasti-med standartları gereği en yüksek kalitede dünyada bilinen ve kabul görmüş markalar arasından seçilmektedir.

STANDARTLARIMIZ

Plasti-med kurulduğu günden beri ilgili standartları rehber edinerek üretim yapmaktadır. Ürünler MDD 93/42/ECC (2007/47/EC) ve GMP kurallarına uygun olarak üretilmektedir. Kalite sistemi ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasına, ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasına ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerimiz CE Sertifikasına sahiptir.

İNSAN KAYNAKLARI

Kalite hedeflerini ve hizmet anlayışını sürdürebilmek için iyi eğitim almış, tecrübeli, yaptığı işin bilincinde olan personel ile çalışmak Plasti-med'in insan kaynakları politikasının temelini oluşturur.

HISTORY

Plasti-med Company has been established in 1995. Production focuses on disposable medical supplies having main product groups as Respiratory, Anesthesia, Drainage, Urology, Gynecology and general disposables. Plasti-med Company takes place among the biggest producers of medical disposables in Turkey. At the same time exporting its products over 80 countries all over the world.

QUALITY POLICY

Our goal is to produce products that comply with the standards, with high quality, competitive prices and our service understanding aimed at customer satisfaction.

PRODUCTS

Plasti-med has achieved a significant market share in the products in its range. As a result of product development and quality improvement studies according to the needs of the sector, its products have become desirable with the brand "Plasti-med". All of the materials used in production are provided from suppliers that are in compliance with MDD requirements and are recognized and accepted in the sector. Production tools and equipments are selected from among the world well-known and accepted brands of the highest quality in accordance with MDD, GMP and Plasti-med standards.

STANDARDS

Plasti-med has been manufacturing by taking the relevant standards as a guide since its establishment. The products are manufactured in accordance with MDD 93/42 / ECC (2007/47 / EC) and GMP rules. Our quality system has ISO 9001: 2015 Quality Management System Certificate, ISO 13485: 2016 Medical Devices Quality Management System Certificate and our products within the scope of Medical Device Regulation have CE Certificate.

HUMAN RESOURCES


In order to maintain the quality targets and service understanding; working with well-educated, experienced personnel who are aware of their work is the basis of Plasti-med's human resources policy.


Ureteral Stents & Sets Üreteral Stent ve Setleri	4-11	Ureteral Balloon Dilator Üreteral Balon Dilatör	19
Ureteral Stents & Sets Üreteral Stent ve Setleri		Ureteral Balloon Dilator Üreteral Balon Dilatör	
Hydrophilic Ureteral Stents & Set Hidrofilik Üreteral Stent ve Setleri		Transureteroscopic Ureteral Balloon Dilator Transüreteroskopik Üreteral Balon Dilatör	
Long Term Ureteral Stents & Sets Uzun Süreli Üreteral Stent ve Setleri		Malecot Nephrostomy Catheter & Sets Malecot Nefrostomi Kateter ve Setleri	20-21
Multilength Ureteral Stents & Sets Uzun Süreli Üreteral Stent ve Setleri		Malecot Nephrostomy Catheter & Sets Malecot Nefrostomi Kateter ve Setleri	
Endopyelotomy Ureteral Stents & Sets Endopyelotomi Üreteral Stent ve Setleri		Re-Entry Malecot Catheter Re-Entry Malecot Kateter	
Special Pushers Özel İtici	11	Pigtail Nephrostomy Catheters & Sets Pigtail Nefrostomi Kateter ve Setleri	22-25
Guidewire Kılavuz Tel	12-13	Pigtail Nephrostomy Catheters & Sets Pigtail Nefrostomi Kateter ve Setleri	
OCEANTOUCH™ Guidewire OCEANTOUCH™ Kılavuz Tel		Pigtail Nephrostomy Catheters & Sets With Trocar Needle Pigtail Nefrostomi Kateter ve Setleri Trokar İğneli	
OCEAN™ Nitinol Guidewire OCEAN™ Nitinol Kılavuz Tel		Hydrophilic Multipurpose Drainage Catheters & Sets Hidrofilik Çok Amaçlı Pigtail Drenaj Kateter ve Setleri	
Hydrophilic Nitinol Guidewire Hidrofilik Nitinol Kılavuz Tel		Initial Puncture Needles Giriş İğneleri	26
Hydrophilic Nitinol Slippy Guidewire Hidrofilik Nitinol Slippy Kılavuz Tel		Dilators Dilatörler	27
Angel PTFE Nitinol Guidewire with Hydrophilic Tip Angel PTFE Nitinol Hidrofilik Uçlu Kılavuz Tel		Ureteral Dilator Set Üreteral Dilatör Seti	
PTFE Guidewire PTFE Kılavuz Tel		Fascial Dilator & Sets Fascial Dilatör ve Setleri	
Super Stiff Guidewire Süper Sert Kılavuz Tel		Amplatz Renal Dilators & Sheaths Set Amplatz Renal Dilatör ve Kılıf Seti	28
Hydrophilic Ureteral Access Sheath & Dilator Set Hidrofilik Üreteral Giriş Kılıfı & Dilatör Seti	14	Amplatz Renal Dilators & Sheaths Set Amplatz Renal Dilatör ve Kılıf Seti	
Stone Basket Taş Çıkarma Sepeti	15-17	Amplatz Renal Sheath Amplatz Renal Kılıf	
VORTEX™ Stone Basket Vortex Taş Çıkarma Sepeti		Ureteral Catheters Üreteral Kateterler	29
PYRAMID™ Stone Basket Piramit Taş Çıkarma Sepeti		Hydrophilic Ureteral Catheters Hidrofilik Üreteral Kateterler	
Nitinol Six Wire Tipless Stone Basket Nitinol Altı Telli Sıfır Uçlu Taş Çıkarma Sepeti		Hydrophilic Ureteral Access Catheter Hidrofilik Üreteral Giriş Kateteri	
Nitinol Tipless Stone Basket Nitinol Sıfır Uçlu Taş Çıkarma Sepeti		Dual Lumen Ureteral Catheter İki Kanallı Üreteral Kateter	
Nitinol Helical Stone Basket Nitinol Helikal Taş Çıkarma Sepeti		Suprapubic Catheter Sets Suprapubik Kateter Setleri	30-31
Nitinol Flat Wire Basket Yassı Telli Taş Çıkarma Sepeti		Polyurethane-Pigtail Catheter Set Poliüretan-Pigtail Kateter Set	
Grasping Forceps Taş Çıkarma Forsepsi		Silicone-Balloon Catheter Set Silikon-Balonlu Kateter Set	
Nitinol Percutaneous Basket Nitinol Perkütan Sepet		Accessories Aksesuarlar	32
Nephrostomy Balloon Dilator Set Nefrostomi Balon Dilatör Seti	18	Resection Loop Electrodes Kesici Elektrodlar	
NEPHROFLEX®		Irrigation Set Y-Tur Seti	

URETERAL STENTS & SETS

Üreteral Stent ve Setleri

Plasti-med[®]
"supporting healthy life"





- ✓ Biocompatible polyurethane material
- ✓ High radyopacity
- ✓ Flex, safe for patient
- ✓ Biyouyumlu poliüretan malzeme
- ✓ Yüksek radyoopasite
- ✓ Esnek, hasta için güvenli

Fr	Guidewire Kılavuz Tel	Length Uzunluk	Distal End Closed Bir Ucu Kapalı	Both Ends Open İki Ucu Açık	Distal End Closed Set Bir Ucu Kapalı Set	Both Ends Open Set İki Ucu Açık Set
3	0,018	8	500001	500085	510001	510085
		10	500002	500086	510002	510086
		12	500003	500087	510003	510087
		14	500004	500088	510004	510088
		16	500005	500089	510005	510089
		18	500006	500090	510006	510090
		20	500007	500091	510007	510091
		22	500008	500092	510008	510092
		24	500009	500093	510009	510093
		26	500010	500094	510010	510094
		28	500011	500095	510011	510095
4	0,028	8	500013	500097	510013	510097
		10	500014	500098	510014	510098
		12	500015	500099	510015	510099
		14	500016	500100	510016	510100
		16	500017	500101	510017	510101
		18	500018	500102	510018	510102
		20	500019	500103	510019	510103
		22	500020	500104	510020	510104
		24	500021	500105	510021	510105
		26	500022	500106	510022	510106
		28	500023	500107	510023	510107

Ureteral Stent: Stent + Pusher + Clamp

Ureteral Stent Set: Stent + Pusher + Clamp + Guidewire

Fr	Guidewire Kılavuz Tel	Length Uzunluk	Distal End Closed Bir Ucu Kapalı	Both Ends Open İki Ucu Açık	Distal End Closed Set Bir Ucu Kapalı Set	Both Ends Open Set İki Ucu Açık Set
4,7	0,032	8	500025	500109	510025	510109
		10	500026	500110	510026	510110
		12	500027	500111	510027	510111
		14	500028	500112	510028	510112
		16	500029	500113	510029	510113
		18	500030	500114	510030	510114
		20	500031	500115	510031	510115
		22	500032	500116	510032	510116
		24	500033	500117	510033	510117
		26	500034	500118	510034	510118
		28	500035	500119	510035	510119
		30	500036	500120	510036	510120
4,8	0,035	8	500037	500121	510037	510121
		10	500038	500122	510038	510122
		12	500039	500123	510039	510123
		14	500040	500124	510040	510124
		16	500041	500125	510041	510125
		18	500042	500126	510042	510126
		20	500043	500127	510043	510127
		22	500044	500128	510044	510128
		24	500045	500129	510045	510129
		26	500046	500130	510046	510130
		28	500047	500131	510047	510131
		30	500048	500132	510048	510132
5	0,035	8	500049	500133	510049	510133
		10	500050	500134	510050	510134
		12	500051	500135	510051	510135
		14	500052	500136	510052	510136
		16	500053	500137	510053	510137
		18	500054	500138	510054	510138
		20	500055	500139	510055	510139
		22	500056	500140	510056	510140
		24	500057	500141	510057	510141
		26	500058	500142	510058	510142
		28	500059	500143	510059	510143
		30	500060	500144	510060	510144
6	0,038	8	500061	500145	510061	510145
		10	500062	500146	510062	510146
		12	500063	500147	510063	510147
		14	500064	500148	510064	510148
		16	500065	500149	510065	510149
		18	500066	500150	510066	510150
		20	500067	500151	510067	510151
		22	500068	500152	510068	510152
		24	500069	500153	510069	510153
		26	500070	500154	510070	510154
		28	500071	500155	510071	510155
		30	500072	500156	510072	510156
7	0,038	24	500081	500165	510081	510165
		26	500082	500166	510082	510166
		28	500083	500167	510083	510167
		30	500084	500168	510084	510168

HYDROPHILIC URETERAL STENTS & SETS

Hidrofilik Üreteral Stent ve Setleri

Plasti-med[®]
"supporting healthy life"



- ✓ Easy access in difficult operations with hydrophilic coating
- ✓ Hidrofilik kaplama ile zor operasyonlarda kolay erişim

Fr	Guidewire Kılavuz Tel	Length Uzunluk	Distal End Closed Bir Ucu Kapalı	Both Ends Open İki Ucu Açık	Distal End Closed Set Bir Ucu Kapalı Set	Both Ends Open Set İki Ucu Açık Set
4	0,028	12	500015H	500099H	510015H	510099H
		14	500016H	500100H	510016H	510100H
4,8	0,035	22	500044H	500128H	510044H	510128H
		24	500045H	500129H	510045H	510129H
		26	500046H	500130H	510046H	510130H
		28	500047H	500131H	510047H	510131H
6	0,038	26	500070H	500154H	510070H	510154H
		28	500071H	500155H	510071H	510155H
7	0,038	26	500082H	500166H	510082H	510166H
		28	500083H	500167H	510083H	510167H

Ureteral Stent: Stent + Pusher + Clamp

Ureteral Stent Set: Stent + Pusher + Clamp + Guidewire

LONG TERM URETERAL STENTS & SETS

Uzun Süreli Üreteral Stent ve Setleri

Plasti-med[®]
"supporting healthy life"



✓ High biocompatibility abrasion resistant material

✓ Yüksek biyouyumluluk ve aşınmaya karşı dirençli materyal

Fr	Guidewire Kılavuz Tel	Length Uzunluk	Distal End Closed Bir Ucu Kapalı	Both Ends Open İki Ucu Açık	Distal End Closed Set Bir Ucu Kapalı Set	Both Ends Open Set İki Ucu Açık Set
4	0,028	8	500181	500277	510181	510277
		10	500182	500278	510182	510278
		12	500183	500279	510183	510279
		14	500184	500280	510184	510280
		16	500185	500281	510185	510281
		18	500186	500282	510186	510282
		20	500187	500283	510187	510283
		22	500188	500284	510188	510284
		24	500189	500285	510189	510285
		26	500190	500286	510190	510286
		28	500191	500287	510191	510287
4,8	0,035	8	500205	500289	510205	510289
		10	500206	500290	510206	510290
		12	500207	500291	510207	510291
		14	500208	500292	510208	510292
		16	500209	500293	510209	510293
		18	500210	500294	510210	510294
		20	500211	500295	510211	510295
		22	500212	500296	510212	510296
		24	500213	500297	510213	510297
		26	500214	500298	510214	510298
		28	500215	500299	510215	510299
		30	500216	500300	510216	510300

LONG TERM URETERAL STENTS & SETS

Uzun Süreli Üreteral Stent ve Setleri

Plasti-med[®]
"supporting healthy life"

Fr	Guidewire Kılavuz Tel	Length Uzunluk	Distal End Closed Bir Ucu Kapalı	Both Ends Open İki Ucu Açık	Distal End Closed Set Bir Ucu Kapalı Set	Both Ends Open Set İki Ucu Açık Set
6	0,038	8	500229	500301	510229	510301
		10	500230	500302	510230	510302
		12	500231	500303	510231	510303
		14	500232	500304	510232	510304
		16	500233	500305	510233	510305
		18	500234	500306	510234	510306
		20	500235	500307	510235	510307
		22	500236	500308	510236	510308
		24	500237	500309	510237	510309
		26	500238	500310	510238	510310
		28	500239	500311	510239	510311
		30	500240	500312	510240	510312
7	0,038	24	500249	500321	510249	510321
		26	500250	500322	510250	510322
		28	500251	500323	510251	510323
		30	500252	500324	510252	510324

Ureteral Stent: Stent + Pusher + Clamp

Ureteral Stent Set: Stent + Pusher + Clamp + Guidewire

MULTILENGTH URETERAL STENTS & SETS

Uzayabilen Üreteral Stent ve Setleri

Plasti-med[®]
"supporting healthy life"



- ✓ Adjustable design to increase performance and comfort
- ✓ Performans ve konfor artırıcı ayarlanabilir dizayn

Fr	Guidewire Kılavuz Tel	Length Uzunluk	Distal End Closed Bir Ucu Kapalı	Both Ends Open İki Ucu Açık	Distal End Closed Set Bir Ucu Kapalı Set	Both Ends Open Set İki Ucu Açık Set
3	0,018	8-18	520001	520009	520033	520041
3,5	0,018	8-18	520002	520010	520034	520042
4	0,028	10-20	520003	520011	520035	520043
4,7	0,032	12-22	520005	520013	520037	520045
4,8	0,035	22-32	520006	520014	520038	520046
6	0,038	22-32	520007	520015	520039	520047
7	0,038	22-32	520008	520016	520040	520048

Ureteral Stent: Stent + Pusher + Clamp

Ureteral Stent Set: Stent + Pusher + Clamp + Guidewire

ENDOPYELOTOMY URETERAL STENTS & SETS

Endopyelotomi Üreteral Stent ve Setleri

Plasti-med[®]
"supporting healthy life"



- ✓ Fast recovery after the operation with its structure expanding from distal to proximal
- ✓ Distalden proksimale genişleyen yapısı ile operasyon sonrası hızlı iyileşme

Distal Fr	Proximal Fr	Guidewire Kılavuz Tel	Length Uzunluk	Both Ends Open Set İki Ucu Açık Set
4	8	0,028	16	520068
			26	520069
7	14	0,038	26	520079
			28	520080

Ureteral Stent: Stent + Pusher + Clamp
Ureteral Stent Set: Stent + Pusher + Clamp + Guidewire


SPECIAL PUSHERS

Özel İtici




Fr	Guidewire Kılavuz Tel	Length Uzunluk	Locking Pusher Kilitlemeli İtici	Pusher with Marker Markerlı İtici
4,8	0,032	75	UR PSHK 4875	UR PSH 4875M
6	0,038	45	UR PSHK 6045	UR PSH 6045M
7	0,038	45	UR PSHK 7045	UR PSH 7045M

OCEANTOUCH™ Guidewire | OCEANTOUCH™ Kılavuz Tel




Diameter Çap	Code Kod	Tip Shape Uç Şekli	Tip Style Uç Stili	Length Uzunluk
0,032	536044	Straight / Düz	5 cm Flexible - Hydrophilic 5 cm Esnek - Hidrofilik	150
0,035	536045			
0,038	536046			

OCEAN™ Nitinol Guidewire | OCEAN™ Nitinol Kılavuz Tel




Diameter Çap	Code Kod	Tip Shape Uç Şekli	Tip Style Uç Stili	Length Uzunluk
0,032	536016	Straight / Düz	5 cm Flexible 5 cm Esnek	150
0,035	536017			
0,038	536018			

Hydrophilic Nitinol Guidewire | Hidrofilik Nitinol Kılavuz Tel



Diameter Çap	Code Kod	Tip Shape Uç Şekli	Tip Style Uç Stili	Length Uzunluk
0,025	536002	Straight / Düz	3 cm Flexible 3 cm Esnek	150
0,028	536003			
0,032	536004			
0,035	536005			
0,038	536006			
0,032	536010	Angled / Açılı	5 cm Flexible at Both Ends İki Ucu 5 cm Esnek	150
0,035	536011			
0,038	536012			
0,035	536040	Straight / Angled Düz/Açılı	5 cm Flexible at Both Ends İki Ucu 5 cm Esnek	

Hydrophilic Nitinol Slippy Guidewire | Hidrofilik Nitinol Slippy Kılavuz Tel



Diameter Çap	Code Kod	Tip Shape Uç Şekli	Tip Style Uç Stili	Length Uzunluk
0,035	536042	Straight / Düz	50 cm Hydrophilic / 5 cm Flexible	150
0,038	536043		50 cm Hidrofilik / 5 cm Esnek	

Angel PTFE Nitinol Guidewire with Hydrophilic Tip | Angel PTFE Nitinol Hidrofilik Uçlu Kılavuz Tel



Diameter Çap	Code Kod	Tip Shape Uç Şekli	Tip Style Uç Stili	Length Uzunluk
0,035	536023	Straight / Düz	5 cm Flexible	150
0,038	536024		5 cm Esnek	
0,035	536038	Straight / Düz	5-8 cm Flexible at Both Ends İki Ucu 5-8 cm Esnek	

PTFE Guidewire | PTFE Kılavuz Tel



Diameter Çap	Code Kod	Tip Shape Uç Şekli	Tip Style Uç Stili	Length Uzunluk
0,018	536025	5 cm Flexible 5 cm Esnek	3 cm Flexible 3 cm Esnek	150
0,025	536026			
0,028	536027			
0,032	536028			
0,035	536029			
0,038	536030			
0,032	536034	3 mm J		
0,035	536035			
0,038	536036			

Super Stiff Guidewire | Süper Sert Kılavuz Tel

Diameter Çap	Code Kod	Tip Shape Uç Şekli	Tip Style Uç Stili	Length Uzunluk
0,035	536037	Straight / Düz	5 cm Flexible	150
0,035	536037-JR	3 mm J	5 cm Esnek	80

HYDROPHILIC URETERAL ACCESS SHEATH & DILATOR SET

Hidrofilik Üreteral Giriş Kılıfı & Dilatör Seti

Plasti-med[®]
"supporting healthy life"



- ✓ Easy and convenient access to the operation area thanks to its hydrophilic structure
- ✓ Easy maneuver advantage in using ureteroscope
- ✓ Hidrofilik yapısı sayesinde operasyon bölgesine kolay ve rahat ulaşım
- ✓ Üreteroskop kullanımda kolay manevra avantajı

I.D. İç Çap	O.D. Dış Çap	Length Uzunluk	Dilator Diameter Dilatör Çapı	Code Kod	Guidewire Kılavuz Tel
9,5	11,5	20	6-9,5	542036	0,035
9,5	11,5	35	6-9,5	542037	
9,5	11,5	39	6-9,5	542027	
9,5	11,5	45	6-9,5	542028	
10	12	20	6-10	542040	0,035
10	12	35	6-10	542041	
10	12	45	6-10	542042	
12	14	35	6-12	542038	0,035
12	14	38	6-12	542015	
12	14	45	6-12	542026	
12	14	54	6-12	542016	

STONE BASKET

Taş Çıkarma Sepeti

Plasti-med[®]
"supporting healthy life"

VORTEX™ Stone Basket | Vortex Taş Çıkarma Sepeti





Fr	Code Kod	Tip Diameter Uç Çapı	Length Uzunluk
3	532047	6-9	120

PYRAMID™ Stone Basket | Piramit Taş Çıkarma Sepeti





Fr	3 Wire Basket Code 3 Telli Basket Kodu	Tip Diameter Uç Çapı	Length Uzunluk
1,7	532045	9-12	115
2,2	532046		

Nitinol Six Wire Tipless Stone Basket | Nitinol Altı Telli Sıfır Uçlu Taş Çıkarma Sepeti






**DISASSEMBLE
REASSEMBLE**

Fr	6 Wire Basket Code 6 Telli Basket Kodu	Tip Diameter Uç Çapı	Length Uzunluk
2,2	532043	16	120
3	532044		


Nitinol Tipless Stone Basket | Nitinol Sıfır Uçlu Taş Çıkarma Sepeti

Fr	4 Wire Basket Code 4 Telli Basket Kodu	Tip Diameter Uç Çapı	Length Uzunluk
2,4	532015	11-16	90
3	532016		
4	532017		
1,5	532040	11-16	120
1,9	532042		
2,2	532041		
2,4	532023		
3	532024		
4	532025		

Nitinol Helical Stone Basket | Nitinol Helikal Taş Çıkarma Sepeti



Fr	4 Wire Basket Code 4 Telli Basket Kodu	5 Wire Basket Code 5 Telli Basket Kodu	Tip Diameter Uç Çapı	Length Uzunluk
3	532001	532005	13-16	90
4	532002	532006		
5	532003	532007		

Nitinol Flat Wire Basket | Yassı Telli Taş Çıkarma Sepeti





Fr	4 Wire Basket Code 4 Telli Basket Kodu	Tip Diameter Uç Çapı	Length Uzunluk
3	532009	13-16	90
4	532010		
5	532011		

Grasping Forceps | Taş Çıkarma Forsepsi



Fr	3 Wire Basket Code 3 Telli Basket Kodu	Tip Diameter Uç Çapı	Length Uzunluk
3	532035	20	90
4	532036		

Nitinol Percutaneous Basket | Nitinol Perkütan Sepet



Fr	4 Wire Basket Code 4 Telli Basket Kodu	Tip Diameter Uç Çapı	Length Uzunluk
10	532039	16	38
12	532038		

NEPHROFLEX[®]



- ✓ Atraumatic access with tapered tip.
- ✓ Homogeneous inflation and rapid deflation.
- ✓ In comparison with traditional method; less complications and fast recovery.
- ✓ Konik uç ile atravmatik erişim.
- ✓ Homojen şişirme ve hızlı söndürme.
- ✓ Geleneksel yöntemle göre; daha az komplikasyon ve daha hızlı iyileşme.



For animation
Animasyon için

Code / Kod		Balloon Length Balon Uzunluğu	Balloon Inflated mm/Fr Balon Şişirilmiş mm/Fr	Catheter Diameter Fr Kateter Çap Fr	Guidewire Kılavuz Tel	Length Uzunluk
Balloon Dilator Balon Dilatör	Balloon Dilator and Inflation Device Balon Dilatör ve Şişirme Aparatı					
533013	533024	12	10/30	7	0,038	55
533020	533023	15				


URETERAL BALLOON DILATOR

Üreteral Balon Dilatör

Plasti-med[®]
"supporting healthy life"

✓ Atraumatic approach to dilate ureteral strictures

✓ Üreteral darlıkları genişletmede atravmatik yaklaşım



Ureteral Balloon Dilator

Transureteroscopic Ureteral
Balloon Dilator

Transureteroscopic Ureteral Balloon Dilator | Transüreteroskopik Üreteral Balon Dilatör

Code / Kod		Balloon Length Balon Uzunluğu	Balloon Inflated mm/Fr Balon Şişirilmiş mm/Fr	Catheter Diameter Fr Kateter Çap Fr	Guidewire Kılavuz Tel	Length Uzunluk
Balloon Dilator Balon Dilatör	Balloon Dilator and Inflation Device Balon Dilatör ve Şişirme Aparatı					
533014	533022	4	4/12	3.5	0,018	75

Ureteral Balloon Dilator | Üreteral Balon Dilatör

Code / Kod		Balloon Length Balon Uzunluğu	Balloon Inflated mm/Fr Balon Şişirilmiş mm/Fr	Catheter Diameter Fr Kateter Çap Fr	Guidewire Kılavuz Tel	Length Uzunluk
Balloon Dilator Balon Dilatör	Balloon Dilator and Inflation Device Balon Dilatör ve Şişirme Aparatı					
533002	533027	4	4/12	5	0,035	75
533003	-	5				
533004	-	6				
533005	533025	4	5/15	5	0,035	75
533006	-	5				
533007	-	6				
533008	533026	4	6/18	5	0,035	75
533009	-	5				
533010	-	6				
533011	-	4	7/21	5	0,035	75
533012	-	5				
533016	-	4	8/24	5	0,035	75

MALECOT NEPHROSTOMY CATHETER & SETS

Malecot Nefrostomi Kateter ve Setleri


Plasti-med[®]
"supporting healthy life"

- ✓ High level of adhesion with malecot tip structure
- ✓ Easy application with soft and thin tip structure

- ✓ Malecot uç yapısı ile yüksek oranda tutunma
- ✓ Yumuşak ve ince uç yapısı ile kolay uygulama



Malecot Catheter




Re-Entry Malecot Catheter



MALECOT NEPHROSTOMY CATHETER & SETS

Malecot Nefrostomi Kateter ve Setleri

Plasti-med[®]
"supporting healthy life"



Malecot Nephrostomy Catheter & Sets | Malecot Nefrostomi Kateter ve Setleri

Fr	Malecot Catheter Malecot Kateter	Malecot Catheter Set Malecot Kateter Set	Guidewire Kılavuz Tel	Length Uzunluk
8	538002	538014	0,038	30
10	538003	538015		
12	538004	538016		
14	538005	538017		
16	538006	538018		
18	538007	538019		
20	538008	538020		

Re-Entry Malecot Catheter | Re-Entry Malecot Kateter


Fr	Tip Fr Uç Fr	Re-Entry Malecot Catheter Re-Entry Malecot Kateter	Guidewire Kılavuz Tel	Length* Uzunluk*
14	5	538029	0,035	30
14	6	538032	0,038	
16	6	538038		
18	8	538041		
20	8	538044		

*Tip Length / Uç Uzunluk : 17 cm

PIGTAIL NEPHROSTOMY CATHETERS & SETS


Pigtail Nefrostomi Kateter ve Setleri

Plasti-med[®]
"supporting healthy life"



PIGTAIL NEPHROSTOMY CATHETERS & SETS

Pigtail Nefrostomi Kateter ve Setleri




Fr	Guidewire Kılavuz Tel	1 3 Locking Pigtail Catheter Kilitlemeli Pigtail Kateter	2 3 Pigtail Catheter Pigtail Kateter	1 3 4 5 6 7 8 9 10 Locking Pigtail Catheter Set Kilitlemeli Pigtail Kateter Set	2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pigtail Catheter Set Pigtail Kateter Set	Length Uzunluk
6	0,038	540001	537019	540021	537039	22-30
7		540002	537020	540022	537040	
8		540003	537021	540023	537041	
9		540005	537023	540025	537043	
10		540006	537024	540026	537044	
12		540007	537025	540027	537045	
14		540008	537026	540028	537046	
16		540009	537027	540029	537047	
18		540010	537028	540030	537048	

PIGTAIL NEPHROSTOMY CATHETERS & SETS WITH TROCAR NEEDLE

Plasti-med[®]
"supporting healthy life"

Pigtail Nefrostomi Kateter ve Setleri Trokar İğneli




Fr	Guidewire Kılavuz Tel	1 3 Locking Pigtail Catheter with Needle Kilitlemeli İğneli Pigtail Kateter	2 3 Pigtail Catheter with Needle İğneli Pigtail Kateter	1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Locking Pigtail Catheter Set with Needle Kilitlemeli İğneli Pigtail Kateter Set	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pigtail Catheter With Needle İğneli Pigtail Kateter Set	Length Uzunluk
6	0,038	540011	537029	540031	537049	22-30
7		540012	537030	540032	537050	
8		540013	537031	540033	537051	
9		540015	537033	540035	537053	
10		540016	537034	540036	537054	
12		540017	537035	540037	537055	
14		540018	537036	540038	537056	
16		540019	537037	540039	537057	
18		540020	537038	540040	537058	

HYDROPHILIC MULTIPURPOSE DRAINAGE CATHETERS & SETS

Hidrofilik Çok Amaçlı Pigtail Drenaj Kateter ve Setleri

Plasti-med[®]
"supporting healthy life"




Fr	Guidewire Kılavuz Tel	Locking Pigtail Catheter Kilitlemeli Pigtail Kateter	Locking Pigtail Catheter Set Kilitlemeli Pigtail Kateter Set	Length Uzunluk
6	0,038	540011H	540031H	22-30
7		540012H	540032H	
8		540013H	540033H	
9		540015H	540035H	
10		540016H	540036H	
12		540017H	540037H	
14		540018H	540038H	
16		540019H	540039H	
18		540020H	540040H	


INITIAL PUNCTURE NEEDLES

Giriş İğneleri

Plasti-med[®]
"supporting healthy life"



Code Kod	Description Açıklama	Diameter Gauge Çap Gauge	Length Uzunluk
543002	I.P. Needle 3 Parts / 3 parçalı	18	20
543003	I.P. Needle 2 Parts / 2 parçalı	18	20
543004	I.P. Needle 3 Parts / 3 parçalı	18	15
543005	Chiba Needle 2 Parts / 2 parçalı	18	20
543009	Chiba Needle 2 Parts / 2 parçalı	20	15



- ✓ Progressive dilation for ureteral strictures
- ✓ Üreteral darlıklar için aşamalı dilatasyon



- ✓ Progressive dilation before percutaneous operations
- ✓ Perkütan operasyonları öncesinde aşamalı dilatasyon

Ureteral Dilator Set | Üreteral Dilatör Seti

Code Kod	Guidewire Kılavuz Tel	Catheter Fr Kateter Fr	Tip Fr Uç Fr	Length Uzunluk
533001	0,038	8-22	6	70

Fascial Dilator & Sets | Fascial Dilatör ve Setleri

Outer Diameter Fr Dış Çap Fr	Code Kod	Length Uzunluk
6	542008	22
8	542009	
10	542010	
12	542011	
14	542012	
16	542013	
6-16	542014	

AMPLATZ RENAL DILATORS & SHEATHS SET

Amplatz Renal Dilatör ve Kılıf Seti

Plasti-med[®]
"supporting healthy life"



Amplatz Renal Dilators & Sheaths Set | Amplatz Renal Dilatör ve Kılıf Seti

Code Kod	Description Açıklama	Fascial Dilator Diameter Fr Fascial Dilatör Çap Fr	Amplatz Dilator Diameter Fr Amplatz Dilatör Çap Fr	Sheath Kılıf	Length Uzunluk
542003	Amplatz Renal Dilators & Sheaths Set	6-10	12-30	24-30	30
542034	Pediatric Amplatz Renal Dilators & Sheaths Set	6-10	12-24	20-24	
542029	Mini Amplatz Renal Dilators & Sheaths Set	6-10	12-20	12-20	
542039	Amplatz Renal Dilators & Sheaths Set	6-10	12-30	24-30	35

Amplatz Renal Sheath | Amplatz Renal Kılıf


I.D. İç Çap	O.D. Dış Çap	Code Kod	Length Uzunluk
12	16	542032	17
14	18	542030	
16	20	542019	
18	22	542031	
20	24	542022	
22	26	542023	
24	28	542004	
26	30	542005	
28	32	542006	
30	34	542007	



URETERAL CATHETERS

Üreteral Kateterler

Plasti-med[®]
"supporting healthy life"




Ureteral Catheters | Üreteral Kateterler / Hydrophilic Ureteral Catheters / Hidrofilik Üreteral Kateterler

Catheter Fr Kateter Fr	Guidewire Kılavuz Tel	Closed Ended Kapalı Uçlu	Open Ended Açık Uçlu	Closed Ended Hydrophilic Kapalı Uçlu Hidrofilik	Open Ended Hydrophilic Açık Uçlu Hidrofilik	Length Uzunluk
3	0,018	537001	537010	537001H	537010H	70
4	0,025	537002	537011	537002H	537011H	
5	0,035	537003	537012	537003H	537012H	
6	0,038	537005	537014	537005H	537014H	
7	0,038	537006	537015	537006H	537015H	
8	0,038	537007	537016	-	-	

Hydrophilic Ureteral Access Catheter | Hidrofilik Üreteral Giriş Kateteri

Catheter Fr Kateter Fr	Guidewire Kılavuz Tel	Open Ended Açık Uçlu	Length Uzunluk
6	0,038	537018	70




Dual Lumen Ureteral Catheter | İki Kanallı Üreteral Kateter

Code Kod	Catheter Fr Kateter Fr	Tip Fr Uç Fr	Guidewire Kılavuz Tel	Length Uzunluk
541001	10	6	0,038	50
541002	8	4	0,035	

SUPRAPUBIC CATHETER SETS

Suprapubik Kateter Setleri

Plasti-med[®]
"supporting healthy life"



✓ Polyurethane

✓ Poliüretan

Catheter Fr Kateter Fr	Polyurethane-Pigtail Catheter Set Poliüretan-Pigtail Kateter Set	Length Uzunluk
10	539001	65
12	539002	
14	539003	
16	539004	

Suprapubic Catheter Set:
Catheter + Trocar + Urine Bag + Scalpel + Clamp

SUPRAPUBIC CATHETER SETS

Suprapubik Kateter Setleri

Plasti-med[®]
"supporting healthy life"




✓ Silicone


✓ Silikon

Catheter Fr Kateter Fr	Silicone-Balloon Catheter Set Silikon-Balonlu Kateter Set	Balloon (ml) Balon (ml)	Length Uzunluk
10	539005	5	40
12	539006	5	
14	539007	5	
16	539008	10	

Suprapubic Catheter Set:
Catheter + Trocar + Urine Bag + Scalpel + Clamp

Resection Loop Electrodes | Kesici Elektrodlar


Code Kod	Description Açıklama	Size Ölçü	Length Uzunluk
531101	Cutting Electrode (Single Stem) STORZ	24 CH	30
531102	Cutting Electrode (Single Stem) STORZ	27 CH	
531103	Cutting Electrode (Single Stem) WOLF	24 CH	
531114	Cutting Electrode (Single Stem) OLYMPUS	24 CH	

Irrigation Set | Y-Tur Seti


Code Kod	Description Açıklama	Length Uzunluk
165111	Y-Tur Set Without Pump / Puarsız	215
165121	Y-Tur Set With Pump / Puarlı	225

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Contact

**2019 İTİBARI İLE
YENİ ÜRETİM TESİSİMİZDE
HİZMETİNİZDEYİZ**

*Since 2019, we are at your service
in our new production facility.*





Since
1995

**Plasti-med Plastik Medikal Ürünler
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**

Deri Osb Mahallesi Yan Sanayi Cad. No:13 Tuzla/İstanbul, TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 591 04 91 Fax: +90 (216) 591 04 90

info@plasti-med.com
www.plasti-med.com

Plasti-med®

EXPORT
MORE THAN
85
COUNTRIES

Plasti-med Plastik Medikal Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Deri Osb Mahallesi Yan Sanayi Cad. No: 13 Tuzla/İstanbul, TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 591 04 91 Fax: +90 (216) 591 04 90

info@plasti-med.com www.plasti-med.com

