
Plasti-med

"supporting healthy life"





Firmamız

TARİHÇE

Plasti-med 1995 yılında tek kullanımlık tıbbi malzemeler üretmek amacıyla kurulmuştur. O günden bu yana ürün yelpazesini genişleterek Anestezi, Drenaj, Jinekoloji ve genel sarf malzemeleri ana grupları altında ürünler üretmeye devam etmektedir. 2010 yılı içinde ise ürün gamına Üroloji ürünlerini eklemiştir.
Plasti-med üretime geçtiği günden bu yana yurt içinde ve yurt dışında aranan bir marka haline gelmiştir. Firmamız geçmiş başarılarından güç alarak Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve Çalışanlarımızla birlikte geleceğe daha büyük adımlarla ilerleyecektir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Hedefimiz Yüksek kalitede, rekabet edebilir fiyatlarla ve müşteri memnuniyetini hedef alan hizmet anlayışımızla, standartlara uygun ürünler üretmektir.

ÜRÜNLERİMİZ

Plasti-med üretim yelpazesinde bulunan ürünlerde ciddi Pazar payları elde etmiştir. Sektör ihtiyaçlarına göre ürün geliştirme ve kalite yükseltme çabaları sonucu ürünleri "Plasti-med" markası ile istenir duruma gelmiştir. Üretimde kullanılan malzemelerin tamamı MDD gerekliliklerine uygun ve sektörde tanınan ve kabul gören tedarikçilerden sağlanmaktadır. Üretim araç ve gereçleri yine MDD, GMP ve PLASTİ-MED kuralları gereği en yüksek katlede dünyada bilinen ve kabul görmüş markalar arasından seçilmektedir.

STANDARTLARIMIZ

Plasti-med kurulduğu günden beri ilgili standartları rehber edinerek üretim yapmaktadır. Ürünler MDD 93/42/EEC (2007/47/EC) ve GMP kurallarına uygun olarak üretilmektedir. Kalite sistemi ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2003 sertifikasına ve Tüm ürünler CE sertifikasına sahiptir.

İNSAN KAYNAKLARI

Kalite hedeflerini, ve hizmet anlayışını sürdürebilmek için iyi eğitim almış, tecrübeli, yaptığı işin bilincinde olan Personel ile çalışmak Plasti-med in insan kaynakları politikasının temelini oluşturur.

About Us

HISTORY

The company was formed in 1996, initially specialising in Anasthesiology. Plasti-med has since grown dramatically – expanding the range of products into the specialist areas of Gynecology, Drainage and General use disposable products. More recently, Plasti-med has expanded its expertise and product range into the field of Urology.
A dynamic and inventive company, Plasti-med has enjoyed international success, and its global operations stretch around the world.
Plasti-med is proud to announce that it has recently celebrated its 15th anniversary and hopes to continue to go from strength to strength in the next 15 to come.

QUALITY POLICY

Our goal is to continually supply high quality medical devices to healthcare professionals the world over and to ensure that these products fully comply to both international and national regulatory and customer requirements. All our devices are manufactured in compliance to the Council Directive 93/42/EEC.

PRODUCTS

A specialist in Anaesthesiology products, Plasti-med has gained an ever increasing share in the marketplace for over 15 years. With extensive experience in the design, development and manufacture of premium quality medical devices, the product range continues to grow. All products supplied by Plasti-med undergo strict quality control to ensure complete customer satisfaction.
Plasti-med commits to Research and Development of new products, in addition to the current wide range on offer – aiming to be at the forefront of technological advances.
Our Customer Service department is on hand to offer further details on any of our products – for more information please contact us.

STANDARTS

Plasti-med has long been accustomed to operating in a highly regulated environment with regards to design and development of medical products. All Plasti-med devices are manufactured to the highest possible standards and have been bearing the CE mark since 2003 – demonstrating compliance with the Medical Device Directive 93/42/EEC. The Plasti-med Quality Management System is certified according to and regularly audited against ISO 9001:2008 & ISO 13485 (2003). It is this commitment to Quality Assurance which enables us to serve and satisfy all our customers' expectations.



ÜRÜNLER / PRODUCTS

ANESTEZİ/AEROSOL

- Oksijen Maskesi
- Yüksek Konsantrasy
- Nebulizer Set - Maskeli
- Nebulizer Set Ağızlıklı Yarım Dirsekli
- Nebulizer Set - "T" Parçalı
- Nasal Oksijen Kanülü
- Anestezi Devresi - Ayarlanabilir
- Anestezi Devresi - PE
- Anestezi Devresi - PVC
- Solunum Devresi - Ayarlanabilir
- Solunum Devresi - PE
- Solunum Devresi - PVC
- Bakteri Filtreleri
- Spirometre Filtreleri
- Trakestomi Hme Filtre
- Mukus Toplama Kabı
- Silikon Maske
- Tek Kullanımlık Yastıklı Maske
- Tek Kullanımlık Manuel Ambu
- Manuel Ambu
- Airway
- Solunum Egzersiz Cihazı
- Endotrakeal Stylet
- Nebulizer Set - "T" Parçalı

DRENAJ

- Aspiraston Sistemleri
- Aspirasyon Torbası
- Kanister
- I Konnektör
- Yankauer Aspirasyon Set
- Drenaj Torbalı Yumuşak Dren
- Yara Drenaj Seti
- Flat Dren
- Silikon Dren

JİNEKOLOJİ

- Vajinal Spekulum
- Smear Fırçası
- Smear Kabı
- Poche Açacağı
- Karman Şırınga
- Karman Kanul
- Endometrial Örnek Alma Seti

ÜROLOJİ

- Üreteral Stent ve Setleri
- Hidrofilik Üreteral Stent ve Setleri
- Uzun Süreli Üreteral Stent ve Setleri
- Endopyelotomi Stent Setleri
- Uzayabilen Üreteral Stent ve Setleri
- Silikon Uzayabilen Üreteral Stent ve Setleri
- Üreteral Girişi Kılıfı ve Dilatör Seti
- Üreteral Kateterler / Hidrofilik
- Üreteral Kateterler
- Hidrofilik Üreteral Giriş Kateteri
- Suprapubik Kateter Setleri
- Malecot Nefrostomi Kateter ve Setleri
- Re-Entry Malecot Kateter
- Pigtail Nefrostomi Kateter ve Setleri / Kilitlemeli
- Pigtail Nefrostomi Kateter ve Setleri - Trokar İğneli / Kilitlemeli
- Hidrofilik Çok Amaçlı Pigtail Drenaj Kateter ve Setleri - İğneli Kilitlemeli
- Nitinol Helikal Taş Çıkarma
- Sepetinitinol Sıfır Uçlu Taş Çıkarma Sepeti
- Nitinol Altı Telli Sıfır Uçlu Taş Çıkarma Sepeti
- Hidrofilik Nitinol Kılavuz Tel
- Angel PTFE Nitinol Hidrofilik Uçlu Kılavuz Tel
- PTFE Kılavuz Tel
- Üreteral Dilatör (Ekonomi) Seti
- Üreteral Balon Dilatör
- Transüreteroskopik Üreteral Balon Dilatör
- Nefrostomi Balon Dilatör Seti
- Amplatz Renal Dilatör ve Kılıf Seti
- Amplatz Tipi Renal Kılıflar / Seti
- Şişirme Aparatı
- Giriş İğnesi / TLA Giriş İğnesi
- Değişik Rezektoskoplara Uygun Kesici Elektrodlar

DİĞER ÜRÜNLER

- Y-tur / Artroskopi Seti
- Lavman Seti
- Hood
- Göbek Kordon Klempi
- Cerrahi El Fırçaları
- Ağız Bakım Seti
- Heparin Cap
- Biopsy Punch
- Künyeler
- Kamera Kılıfı
- Kan Gazı Şırıngası
- Uzatma Hortumları
- İdrar Torbası Askısı

ANESTHESIA

Oxygen Mask
High Concentration Oxygen Mask
Nebulizer Set with Oxygen Mask
Nebulizer Set - Mouthpiece Half Elbow
Nebulizer Set - with "T" Part
Nasal Oxygen Cannula
Anesthesia Circuit PE (Extendable)
Anesthesia Circuit PE
Breathing Circuit - PVC
Breathing Circuit (Extendable)
Breathing Circuit
Breathing Circuit PVC
Bacterial Filters
Spirometer Filters
Tracheostomy HME Filter
Mucus Extractor
Silicone mask
Disposable Air Crushion Mask
Disposable Manuel Resuscitaror
Reusable Manuel Resuscitaror
Airway
Respiratory Exerciser with Three Balls
Endotrachel Stylet
Nebulizer Set with T part

DRAINAGE

Suction Systems
Suction BAg
Canister
I Connector
YANKAUER Suction set
Soft Drain with Drainage Bag
Wound Drainage Set
Flat Drain
Silicone Round Drain

GYNECOLOGY

Vaginal Speculum
Smear Brush
Smear Contaniers
Poche Perferator
Karman Syringe
Karman Canulla
Endometrial Cell Sampler Cannula

UROLOGY

Ureteral Stents & Sets
Hydrophilic Ureteral Stents & Set
Long Term Ureteral Stents & Set
Endopyelotomy Stents Set
Multilenght Ureteral Stents & Set
Silicone Multilenght Ureteral Stents & Set
Ureteral Access Sheath & Dilator Set
Ureteral Catheters / Hydrophilic Ureteral Catheters
Hydrophilic Ureteral Access Catheter
Suprapubic Catheter Sets
Malecot Nephrostomy Catheters & Set
Re-entry Malecot Catheter
Pigtail Nephrostomy Catheters & Set / With Locking
Pigtail Nephrostomy Catheters & Set With Trocar Needle / With Locking
Hydorphilic Multipurpose Drainage Catheters & Sets - Locking With Needle Pigtail
Nitinol Helical Stone Basket
Nitinol Tipless Stone Basket
Nitinol Six Wire Stone Baskets
Hydrophilic Nitinol Guide Wire
Angel Ptfe Nitinol Guide Wire With Hydrophilic Tip Ptfe Guide Wire
Ureteral Dilator (Economy) Set
Ureteral Balloon Dilator
Transureteroscopic Ureteral Balloon Dilator
Nephrostomy Balloon Dilator Set
Amplatz Renal Dilators & Sheaths Set
Amplatz Type Renal Sheaths / Set
Inflation
Device
Initial Puncture Needle / Tla Introducer Needle
Resection Loop Electrodes For Various Resectoscopes

OTHER PRODUCTS

Y-tur / Artroscopy set
Enema Set
Hood
Umblical Cord Clemp
Surgical Hand Brushes
Oral Care Kit
Instoper Heparin Cap
Biopsy Punch
Identity Band
Camera Cover
Blood Gas Syringe
Extension Lines
Urine Bag Hanger



OKSİJEN MASKESİ

Medikal grade PVC malzeme
Standart bağlantı konnektörü
Kırılmaya bükülmeye dayanıklı
içi kanallı hortum
Latex free
Burun Maşası

Oxygen Mask

Medical grade PVC material
Standard connector
Kink resistant tubing
Latex free
Nasal clip

YÜKSEK KONSANTRASYONLU OKSİJEN MASKESİ

Medikal grade PVC malzeme
Standart bağlantı konnektörü
Kırılmaya bükülmeye dayanıklı
içi kanallı hortum
Geri dönüşümsüz valf
Latex free
Burun maşası

High Concentration Mask

Medical grade PVC material
Standard connector
Kink resistant tubing
Non-Rebreather valve
Latex free
Nasal clip





NEBULiZER SET MASKELi
Nebulizer Set with Oxygen Mask

Medikal grade PVC malzeme
Standart bağlantı konnektörü
Kırılmaya bükülmeye dayanıklı
içi kanallı hortum
8 ml ilaç haznesi
Latex free
Burun maşası

Medical grade PVC material
Standard connector
Kink resistant tubing
8ml nebulizer cup
Latex free
Nasal clip

NEBULİZER SET AĞIZLIKLI YARIM DİRSEKLİ

Medikal grade PVC malzeme
Standart bağlantı konnektörü
Kırılmaya bükülmeye dayanıklı
içi kanallı hortum
8 ml ilaç haznesi

Nebulizer Set Mouthpiece Half Elbow

Medical grade PVC material
Standard connector
Kink resistant tubing
8ml nebulizer cup



Referans kodları için www.plasti-med.com adresimizi ziyaret ediniz ya da ilgilendiğiniz bölüm kataloğunu istemeyi unutmayınız.



NEBULİZER SET -"T"PARÇALI
Nebulizer Set - with "T" Part

Medikal grade PVC malzeme
Standart bağlantı konnektörü
Kırılmaya bükülmeye dayanıklı
içi kanallı hortum
8 ml ilaç haznesi

Medical grade PVC material
Standard connector
Kink resistant tubing
8ml nebulizer cup

NASAL OKSİJEN KANÜLÜ

Medikal grade PVC malzeme
Kırılmaya bükülmeye dayanıklı hortum
Burnu tahriş etmeyen kanül

Nasal Oxygen Cannula

Medical grade PVC material
Kink resistant tubing
Soft nasal cannula





ANESTEZİ DEVRESİ AYARLANABİLİR
Anesthesia Circuit PE (Extendable)

PE hammaddeden
Anestezi balonu
1,8 m'ye kadar uzama özelliği
Tek ve çift su tutuculu modeller

PE material
Anesthesia baloon
Can be extanded 1,8m
Single or double water trap types

ANESTEZİ DEVRESİ PE

PE hammaddeden
Anestezi balonu
Tek ve çift su tutuculu modeller

Anesthesia Circuit PE

PE material
Anesthesia baloon
Single or double water trap types



Referans kodları için www.plasti-med.com adresimizi ziyaret ediniz ya da ilgilendiğiniz bölüm kataloğunu istemeyi unutmayınız.

ANESTEZİ DEVRESİ PVC

PVC hammaddeden
Anestezi balonu
Tek ve çift su tutuculu modeller

Anesthesia Circuit PVC

PVC material
Anesthesia baloon
Single or double water trap types





SOLUNUM DEVRESİ (Ayarlanabilir)

PE hammaddeden
1,8 m'ye kadar uzama
Tek su tutuculu modeller

Breathing Circuit (Extendable)

PE material
Can be extended 1,8 m
Single water trap types

SOLUNUM DEVRESİ PE

PE hammaddeden
Tek ve çift su tutuculu modeller

Breathing Circuit

PE material
Single or double water trap types





SOLUNUM DEVRESİ PVC

PVC hammaddeden
Tek ve çift su tutuculu modeller

Breathing Circuit PVC

PVC material
Single or double water trap types

Referans kodları için www.plasti-med.com adresimizi ziyaret ediniz ya da ilgilendiğiniz bölüm kataloğunu istemeyi unutmayınız.

BAKTERİ FİLTRELERİ

Steril
70 mm
BFE %99,997
(bakteriyal filtre etkinliği)
VFE % 99,9998
(viral filtre etkinliği)

Bacterial Filter

Sterile
70 mm
BFE %99,997
(bacterial filtration efficiency)
BFE %99,9998
(viral filtration efficiency)





SPİROMETRE FİLTRELERİ

Her türlü cihaza uygun
BFE %99,990
(bakteriyal filtre etkinliği)
VFE % 99,9979
(viral filtre etkinliği)

Spirometer Filter

Suitable for all kind of
ventilation machines
BFE %99,990
(bacterial filtration efficiency)
VFE % 99,9979
(viral filtration efficiency)

TRAKESTOMİ HME FİLTRE

Steril
BFE %99,999
(bakteriyal filtre etkinliği)
Ağırlık 8.4gr
Ölü boşluk 15ml

Tracheostomy HME Filter

Sterile
BFE %99,999
(bacterial filtration efficiency)
Weight 8.4gr
Dead space 15ml





MUKUS TOPLAMA KABI

25ml

Mucus Extractor

25ml

Referans kodları için www.plasti-med.com adresimizi ziyaret ediniz ya da ilgilendiğiniz bölüm kataloğunu istemeyi unutmayınız.



SİLİKON MASKE

Silikon malzeme
134 dereceye kadar otoklavlanabilir

Silicone Mask

Silicone material
Autoclavable until 134 degree celcius

TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE

Disposable Air Cushion Mask





TEK KULLANIMLIK MANUEL AMBU

280ml, 550ml, 1500ml ambu torbası
2m oksijen hortumu
PVC rezervuar
Yastıklı maske

Disposable Manuel Resuscitator

280ml, 550ml, 1500ml resuscitator bags
2m oxygen tubing
PVC reservoir
Air cushion mask

REUSABLE MANUEL AMBU

280ml, 550ml , 1500ml ambu torbası
2m oksijen hortumu
Silikon rezervuar
Silikon maske

Reusable Manuel Resuscitaror

280ml, 550ml, 1500ml resuscitator bags
2m oxygen tubing
Silicone reservoir
Silicone mask



Referans kodları için www.plasti-med.com adresimizi ziyaret ediniz ya da ilgilendiğiniz bölüm kataloğunu istemeyi unutmayınız.



AIRWAY

Anatomik dizayn
Yuvarlatılmış kenarlar
Renk kodlu ısırma bloğu
Steril

Airway

Anatomically designed
Atraumatic soft-rounded edges
Color coded bite block
Sterile

SOLUNUM EGZERSİZ CİHAZI 3 Toplu

600 - 900 - 1200 ml
Ağız anatomisine uygun ağızlık
Üç toplu

Respiratory Exerciser with Three Balls

600 - 900 - 1200 ml
Ergonomic desing
Three balls





ENDOTRACHEAL STYLET

Endotracheal Stylet

NEBULİZER SET T PARÇALI

Medikal Grade Pvc malzeme
Standart bağlantı konnektörü
Kırılmaya bükülmeye dayanıklı
içi kanallı hortum
8ml ilaç haznesi

Nebulizer Set with T part

Medical grade Pvc material
Standard connector
King resistant tubing
8ml nebulizer cup



Referans kodları için www.plasti-med.com adresimizi ziyaret ediniz ya da ilgilendiğiniz bölüm kataloğunu istemeyi unutmayınız.



ASPİRASYON SİSTEMLERİ

1,5 - 2 - 3 lt
2 veya 4 adet kanisterli
Bağlantı hortumları
Basınç göstergeli
Açma-kapama valfli kanisterler

Suction Systems

1,5 - 2 - 3 lt
2 or 4 canister types
Connection tubes
Pressure display
Open-close valve canister

ASPİRASYON TORBALARI

Kullanım şartlarına uygun hammadde
Anti-reflu valf
Hidrofobik filtre
Kapak sistemi
Kolay taşınabilir
1,8 m veya 3,7 m emiş hortumu
Jelleştirici, köpük önleyici, dezenfektan ajan ilave edilebilir
Örnek alma portu
Tandem bağlantı portu

Suction Bag

Use of suitable raw material
Anti-reflu valve
Hydrophobic filter
Cover system
Easy to handle, user friendly
1,8 m or 3,7 m suction tube with
Gelling, antifoam, disinfectant agents can be added.
Sampling port
Tandem connnecting port



3 lt 2 lt 1,5 lt 1,2 lt



KANİSTER

Polikarbonat malzeme kırılmaz,
Otoklav edilebilir
Açma kapama vanası
Duvara veya raya monte edilebilir
Merkezi vakum sisteminde veya Seyyar aspiratör cihazlarıyla kullanılabilir.

Canister

PC material
Autoclavable
Open - close tap
Wall installation possible
Suitable for central and portable suction machines

Referans kodları için www.plasti-med.com adresimizi ziyaret ediniz ya da ilgilendiğiniz bölüm kataloğunu istemeyi unutmayınız.



I KONNEKTÖR **I Connector**
KAPKON KONNEKTÖR **Kapkon Connector**

YANKAUER ASPİRASYON SET

Sump ve standart uçlu
2m kes&tak konnektörlü hortum

Yankauer Suction Set

Sump and standard type
2 m tube with cut&plug connector



2 parçalı uç



Tek parçalı uç

DRENAJ TORBALI YUMUŞAK DREN

Ch 10'dan Ch30'a kadar PVC drenli
Ch 22, 24, 27, 30 silikon drenli

Soft Drain with drainage bag

10 ch to 30 ch from - W/ PVC drain
22, 24 , 27 , 30 ch - W/ silicone drain



Referans kodları için www.plasti-med.com adresimizi ziyaret ediniz ya da ilgilendiğiniz bölüm kataloğunu istemeyi unutmayınız.



YARA DRENAJ SETİ
Wound Drainage Set

200 cc rezervuar
Silikon dren
Trokar

200 cc reservoir
Silicone drain
Trocar

YARA DRENAJ SETİ

Mini 30 cc, 200 cc, 400 cc rezervuar
ch 6'dan ch 18'e kadar tek veya çift trokarlı

Wound Drainage Set

Mini 30cc, 200 cc, 400 cc reservoir
Round drain from 6 ch to 18 ch
Single and double trocar





FLAT DREN

Silikon hammadde
7mm, 10mm, 13mm ölçülerinde
Radyopak

Flat Drain

Silicone material
7mm, 10 mm, 13 mm sizes
Radiopac

SİLİKON ROUND DREN

22, 24, 27, 30 FR
Radyopak

Silicone Round Drain

22, 24, 27, 30 FR
Radiopac



ÜRETERAL STENT ve SETLERİ
URETERAL STENTS & SETS



Güvenilir, yüksek performans dizayn ile TPU konstrüksiyonu uygulamada kolaylık ve malzemenin vücut içinde yumuşamasına olanak tanımaktadır. UPJ ile mesane arasında geçici drenaj sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Steril paketlerde sunulmaktadır. Tek kullanımlık olarak dizayn ve imal edilmiştir.
Dikkat: Bu stentler kalıcı tıbbi cihaz değildir ve vücutta kalıcı kullanıma uygun değildir. Sistoskop veya radio-grafik kontroller önerilmektedir. Yerleştirilmiş olarak yerinde 3 aydan fazla kalmamalıdır.

Trusted, high performance design. Proven TPU material. Firm during placement for easier stent passage, then softenes at body temperature for increased patient comfort. Used to provide temporary drainage from the ureteropelvic junction to the bladder. Supplied sterile in peel-open packages. Intended for single use.
***Caution:** These stents are not intended as permanent indwelling devices. Periodic evaluation via cystoscopic or radio-graphic means is suggested. Must not remain indwelling for longer than 3 months.*


HİDROFİLİK ÜRETERAL STENT ve SETLERİ
HYDROPHILIC URETERAL STENTS & SETS



Hidrofilik kaplama, güvenilir, yüksek performans dizayn ile TPU konstrüksiyonu uygulamada kolaylık ve malzemenin vücut içinde yumuşamasına olanak tanımaktadır. UPJ ile mesane arasında geçici drenaj sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Steril paketlerde sunulmaktadır. Tek kullanımlık olarak dizayn ve imal edilmiştir.
Dikkat: Bu stentler kalıcı tıbbi cihaz değildir ve vücutta kalıcı kullanıma uygun değildir. Sistoskop veya radio-grafik kontroller önerilmektedir. Yerleştirilmiş olarak yerinde 3 aydan fazla kalmamalıdır.

Plasti-med Ureteral Stents combine a unique polymer material that softens at body temperature while "remembering" its shape with a chemically bonded wettable solution that becomes ultraslippery when moistened. The result is a stent that satisfies the need for ease of placement and patient comfort.
The stent is available in a wide variety of sizes, including 3&4 Fr which are ideal for pediatric use. Each ureteral stent supplied with attached braided nylon tether and one pusher. Advanced TPU construction - Provides firmness necessary for advancement, then softens at body temperature for increased patient comfort Unique 360° bladder curl. Less material minimizes trigone irritation. Exclusive 360° kidney curl. Minimizes migration and reduces trauma during removal ultra slippery hydrophilic coating on inside and outside surfaces.
***Caution:** These stents are not intended as permanent indwelling devices. Periodic evaluation via cystoscopic or radio-graphic means is suggested. Must not remain indwelling for longer than 3 months.*

UZUN SÜRELİ ÜRETERAL STENT ve SETLERİ
LONG TERM URETERAL STENTS & SETS




UPJ ile mesane arasında geçici drenaj sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. CARBOTHANE TPU malzemesi en iyi bio uyumluluk gösteren ve sürtünme kat sayısı en düşük olan malzemedir. Steril paketlerde sunulmaktadır. Tek kullanımlık olarak dizayn ve imal edilmiştir.
Dikkat: Bu stentler kalıcı tıbbi cihaz değildir ve vücutta kalıcı kullanıma uygun değildir. Sistoskop veya radio-grafik kontroller önerilmektedir. Yerleştirilmiş olarak yerinde 6 aydan fazla kalmamalıdır.

Used for temporary internal drainage from the ureteropelvic junction to the bladder. CARBOTHANE TPU stent material is engineered for ease of placement and patient compliance. Supplied sterile in peel-open packages. Intended for single use.
***Caution:** These stents are not intended as permanent indwelling devices. Periodic evaluation via cystoscopic or radio-graphic means is suggested. Must not remain indwelling for longer than 6 months.*

Referans kodları için www.plasti-med.com adresimizi ziyaret ediniz ya da ilgilendiğiniz bölüm kataloğunu istemeyi unutmayınız.

ENDOPYELOTOMİ STENT SETLERİ
ENDOPYELOTOMY STENT SETS



Yan delikleri bulunmayan bölümü sayesinde ameliyat sonrası üreteral lümen daralmalarını önlemektedir.
Üreterin stent duvarlarına yapışmasını engellemektedir.
Daha iyi görüntü için yüksek derecede radiopaktır.
İyileşme sürecini kısaltmak ve ameliyat sonrası daralmaları engellemek amacı ile insizyonu yapılan UPJ tarafında daha kalındır.
Daha iyi retansiyon için pigtail dizayna sahiptir.

Segment with no sideports prevents post-op narrowing of the ureteral lumen
Prevents growth of ureteral wall to the stent
Highly radiopaque for better visualization
Large diameter at incised Utero Pelvic Junction provides optimal healing & drainage.
Pigtail shape for better retention

UZAYABİLEN ÜRETERAL STENT ve SETLERİ
MULTILENGHT URETERAL STENTS & SETS



Performans ve konfor arttırıcı ayarlanabilir dizayn.
Yüksek performanslı TPU fazla miktarda stok tutmanıza gerek olmadan kaynaklarınızı daha ekonomik kullanmaya yardımcı olmaktadır. Uzayabilen dizayn 22-32 cm arası tüm boyları kapsamaktadır. İleri teknoloji TPU malzemesi kılavuz tel üzerinden rahatça kaymasını sağlamaktadır.
Dikkat: Bu stentler kalıcı tıbbi cihaz değildir ve vücutta kalıcı kullanıma uygun değildir. Sistoskop veya radio-grafik kontroller önerilmektedir. Yerleştirilmiş olarak yerinde 3 aydan fazla kalmamalıdır.

Adjustable design delivers performance and comfort.
High performance TPU stents save inventory, shelf space, and resources. Multi-length Ureteral Stents accommodate ureteral lengths from 22 cm to 32 cm. An advanced TPU allows the stent to glide over any guidewire and through the most difficult anatomy. These stents provide ease of placement and patient comfort in a multi-length stent.
***Caution:** These stents are not intended as permanent indwelling devices. Periodic evaluation via cystoscopic or radio-graphic means is suggested. Must not remain indwelling for longer than 3 months.*

SİLİKON UZAYABİLEN ÜRETERAL STENT ve SETLERİ
SILICONE MULTILENGHT URETERAL STENTS & SETS



Bugün dünyada en çok kullanılan üreteral stent malzemesidir.
Zaman içinde kanıtlanmış en uzun süreli malzemedir. Stent enkrustasyonunu azaltır ve hasta konforunu arttırır. Eşsiz böbrek kıvrımı, orta çizgisi ve artan cm işaretleri kolay ve basit uygulamaya yardımcı olmaktadır. Yumuşak, bio-uyumlu %100 Silikon materyal.
Dikkat: Bu stentler kalıcı tıbbi cihaz değildir. Vücutta kalıcı kullanıma uygun değildir. Sistoskop veya radio-grafik kontroller önerilmektedir. Yerleştirilmiş olarak yerinde 12 aydan fazla kalmamalıdır.

Today the world most widely used product is ureteral stent. Over the time proven, ureteral stent is longest term product for body. Silicone ureteral stent can reduce encrustation and can increase patient comfort.
Unique kidney tip, medial line, and a full set of incremental markings. Aid in accurate, simple placement.
Soft, bio-compatible 100% silicone material.
***Caution:** These stents are not intended as permanent indwelling devices. Periodic evaluation via cystoscopic or radio-graphic means is suggested. Must not remain indwelling for longer than 12 months.*


ÜRETERAL GİRİŞ KILIFI ve DİLATÖR SETİ
URETERAL ACCESS SHEATH & DILATOR SET



Hidrofilik üreteral giriş kılıfı, kılavuz tel ve iki kanallı üreter kateter kullanmadan operasyon bölgesine kolay ve rahat ulaşım sağlamaktır. Aynı zamanda üreteroskopun daha kolay manipülasyonunu sağlamaktadır.

Purpose of hydrophilic ureteral access sheath is to create a conduit for quick passage of a ureteroscope to the operative site without the need for guidewires or double lumen catheters. Also provides less traumatic scope manipulation.

ÜRETERAL KATETERLER / HİDROFİLİK ÜRETERAL KATETERLER
URETERAL CATHETERS / HYDROPHILIC URETERAL CATHETERS




Açık uçlu olması kılavuz tel üzerinden gönderilmeye imkan tanır. Bu uygulama zor geçişi olan üreterler için uygundur. Uç konfigürasyonu orifisi geçici olarak kapatmaktadır.

Kapalı ve açık uçlu üreter kateterler için hidrofilik kaplama.

Open end tip allows placement over a guidewire for negotiation of a looped or stenotic (tortuous) ureter. The tip configuration occludes orifice and stabilizes catheter by temporarily wedging in orifice.
Angled tip allows the passage of the catheter past a ureteral stone in preperation for ESWL. Smooth surface for easy insertion.

Hydrophilic coating for both open and closed end ureteral catheters.

HİDROFİLİK ÜRETERAL GİRİŞ KATETERİ
HYDROPHILIC URETERAL ACCESS CATHETER




Kolay üreteral giriş için yumuşak uçlu hidrofilik kateter.

Hydrophilic coating and soft tip for easy ureteral access.

Referans kodları için www.plasti-med.com adresimizi ziyaret ediniz ya da ilgilendiğiniz bölüm kataloğunu istemeyi unutmayınız.


SUPRAPUBİK KATETER SETLERİ
SUPRAPUBIC CATHETER SETS



Akut ve kronik işeme bozukluklarında mesane drenajı için kullanılmaktadır. Suprapubik kateterler Poliüretan (PU) ve yumuşak, bio-uyumlu %100 Silikon materyal formdadır.

Acute and chronic micturition disorders, postoperative urine measurement as a part of fluid balance and loss of bladder control in elderly often necessitate artificial bladder drainage by catheters.
The option of suprapubic urine drainage offers decisive advantages over transurethral catheterization to both, the staff and the patient. Suprapubic catheters Polyurethane (PU) and a soft, 100% Silicone material is bio-compatible form.

MALECOT NEFROSTOMİ KATETER ve SETLERİ
MALECOT NEPHROSTOMY CATHETER & SETS




Deriden, renal pelvise drenaj amaçlı malecot kateter uygulaması amacı ile kullanılmaktadır. Tek kullanımlık ve steril paketlerde sunulmaktadır.

Dikkat: Periyodik bakım önerilmektedir. Kateter uygulama yerinde 4 haftadan fazla kalmamalıdır.

Used for percutaneous placement of a Malecot catheter in the renal pelvis for nephrostomy drainage. Supplied sterile in peel-open packages. Intended for single use.

***Caution:** Periodic evaluation is advised; catheter must not remain indwelling more than four (4) weeks.*

RE-ENTRY MALECOT KATETER
RE-ENTRY MALECOT CATHETER



Nefrostomi kateteri ve üreteral stent olarak kullanılır. Perkütan ameliyatlarından sonra ameliyat sonrası bakım ve drenaj için kullanılır. Aynı zamanda mesane ve böbrek drenajı için kullanılır.

Used as a Nephrostomy catheter and Ureteral stents.
Used for drainage, tract maturation and maintenance for percutaneous procedures.
Used for drainage of kidney and bladder at the same time.

PIGTAİL NEFROSTOMİ KATETER ve SETLERİ / KİLİTLEMELİ
PIGTAIL NEPHROSTOMY CATHETERS & SETS / WITH LOCKING




Deriden, renal pelvise drenaj amaçlı pigtail kateter uygulaması amacı ile kullanılmaktadır. Tek kullanımlık ve steril paketlerde sunulmaktadır.

Dikkat: Periyodik bakım önerilmektedir. Kateter uygulama yerinde 4 aydan fazla kalmamalıdır.

Used for percutaneous placement of a pigtail catheter in the renal pelvis for nephrostomy drainage. Supplied sterile in peel-open packages. Intended for single use.

Caution: *Periodic evaluation is advised; catheter must not remain indwelling more than four (4) months.*


PIGTAİL NEFROSTOMİ KATETER ve SETLERİ - TROKAR İĞNELİ / KİLİTLEMELİ
PIGTAIL NEPHROSTOMY CATHETERS & SETS WITH TROCAR NEEDLE / WITH LOCKING



Böbrekten geçici drenaj veya irigasyon için kullanılmaktadır. Set direkt ponksiyon ve seldinger tekniği ile kullanıma uygundur. İsteğe göre set içeriği değiştirilebilir.
Dikkat: Periyodik bakım önerilmektedir. Kateter uygulama yerinde 4 aydan fazla kalmamalıdır.

Used for the temporary or permanent drainage and irrigation of urine from the kidney by direct puncture and seldinger technique, in presence of distal obstruction.
Customes made sets available.
Caution: *Periodic evaluation is advised; catheter must not remain indwelling more than four (4) months.*

HİDROFİLİK ÇOK AMAÇLI PİGTAİL DRENAJ KATETER ve SETLERİ - İĞNELİ KİLİTLEMELİ
HYDORPHILIC MULTIPURPOSE DRAINAGE CATHETERS & SETS - LOCKING WITH NEEDLE PIGTAIL



Hidrofilik kaplama, böbrekten geçici drenaj veya irigasyon için kullanılmaktadır. Set direkt ponksiyon ve seldinger tekniği ile kullanıma uygundur. İsteğe göre set içeriği değiştirilebilir.
Dikkat: Periyodik bakım önerilmektedir. Kateter uygulama yerinde 4 aydan fazla kalmamalıdır.

The Plasti-med Drainage Catheter is made of soft polyurethane for optimal kink resistance and perfect configuration memory. The catheter is coated with hydrophilic coating for minimal friction during insertion.
Hydrophilic coating on distal part for easy insertion.
Large oval drainage holes and large lumen are designed for maximal drainage capacity.
Minimal tissue trauma and ulcerations reduce patient discomfort.
With locking or non-locking pigtail.
Caution: *Periodic evaluation is advised; catheter must not remain indwelling more than four (4) months.*

Referans kodları için www.plasti-med.com adresimizi ziyaret ediniz ya da ilgilendiğiniz bölüm kataloğunu istemeyi unutmayınız.


NİTİNOL HELİKAL TAŞ ÇIKARMA SEPETİ
NITINOL HELICAL STONE BASKET



Üriner sistemden taş manipülasyonu ve çıkartılmasında kullanılmaktadır. Standart taş çıkarma sepetlerinden farklı olarak tellerin daha güçlü oluşu üreterde daha rahat ve kolay açılmasını sağlamaktadır. Tutacı ergonomik, kullanımı kolaydır, tek el ile manipülasyon sağlamaktadır. Steril ve tek kullanımlık paketlerde sunulmaktadır.
Değişik kullanım ihtiyaçlarını karşılayan farklı handle modellerimiz mevcuttur.

Used for stone manipulation and removal in the urinary tract. Enhanced wire strength permits the basket to expand the ureter more readily than standard designs. The handle facilitates easy, ergonomic one-handed operation. Supplied sterile in peel-open packages. Intended for single use.

NİTİNOL SIFIR UÇLU TAŞ ÇIKARMA SEPETİ
NITINOL TIPLESS STONE BASKET



Üriner sistemden taş manipülasyonu ve çıkartılmasında kullanılmaktadır. Nitinol hafızalı yapısı zorlu uygulamalarda şeklini korumasını ve kolay dönmesini sağlamaktadır. Eşsiz sıfır uçlu yapısı kalikste ve üreterde, anatomik yapıya yerleşmekte ve taşı sarmaktadır. Bu yapı aynı zamanda komşu dokulara zarar vermediği gibi perforasyonu da engellemektedir. Steril tek kullanımlık paketlerde sunulmaktadır.
Değişik kullanım ihtiyaçlarını karşılayan farklı handle modellerimiz mevcuttur.

Used for stone manipulation and removal in the urinary tract. The nitinol memory wire allows the basket to retain its shape following extreme torsion. The unique tipless design aids in calyceal stone capture by allowing the basket to open at the base of the calyx or in the ureter and encircle the stone.


NİTİNOL ALTI TELLİ SIFIR UÇLU TAŞ ÇIKARMA SEPETİ
NITINOL SIX WIRE STONE BASKETS



Üriner sistemden endoskopik olarak taş çıkartmak için kullanılan altı (6) telli özel dizayn basket kateter.

Raises proven tipless, nitinol technology to a new level. This unique paired wire basket enables simple stone capture by effortlessly adjusting to the needs of each situation. The torque-responsive shaft and ergonomic handle provide the control and security to ensure safe and effective stone removal.
Whether dragging past a stone in a restricted ureter, pushing over a stone against an obstruction, or encapsulating a stone in the lower pole. The basket has the performance and versatility to save you time and ensure successful outcomes.


HİDROFİLİK NİTİNOL KILAVUZ TEL
HYDROPHILIC NITINOL GUIDE WIRE



Kırılmalara ve döndürmelere dayanıklı NITINOL malzemesinden üretilmiş hidrofilik malzeme ile kaplanmıştır. Zor anatomilerden kolaylıkla geçmesini sağlamaktadır. Tüm skoplarla uyumludur ve yuvarlatılmış uca sahiptir.

Combines a torque-stable and kink-resistant nitinol core with a highly lubricious, hydrophilic-coated jacket to enable easy navigation through tortuous anatomy and smooth tracking of instruments. Scope-friendly rounded ends ease insertion.


ANGEL PTFE NİTİNOL HİDROFİLİK UÇLU KILAVUZ TEL
ANGEL PTFE NITINOL GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC TIP



Kırılmalara ve döndürmelere dayanıklı NITINOL malzemesinden üretilmiş hidrofilik uç, gövdesi PTFE kılıf ile kaplanmıştır. Zor anatomilerden kolaylıkla geçmesini sağlamaktadır. Tüm skoplarla uyumludur ve yuvarlatılmış uca sahiptir.

ALL IN ONE DESIGN & Tapered Proximal End: *Tapered flexible proximal end aids in passage of flexible ureteroscope.*
Soft Hydrophilic Coated Tip: *Entire stainless steel coil tip is coated with a lubricious polymer to enhance smooth access and glide through delicate anatomy.*
Stiff Nitinol Core: *Guidewire features a core of super-elastic Nitinol, making it maneuverable, kink-resistant and torqueable.*
Smooth PTFE Shaft: *PTFE coating provides a smooth surface for control such as tracking of instrumentation.*
Stainless Steel Coil Wrap over Tapered Soft Nitinol Core: *Tapered Nitinol core provides a soft flexible tip for atraumatic insertion. Distinctive stainless steel coil design provides spring characteristics which may enhance pushability. Hybrid design is radiopaque for enhanced visibility during fluoroscopy.*

PTFE KILAVUZ TEL
PTFE GUIDE WIRE




Pürüzsüz yuvarlak kesitli PTFE kaplı tel, çelik telin üzerine sarılmış olması dengeli performans sağlamaktadır. Proksimal ucunun sert oluşu kontrolü arttırmakta, aynı zamanda yumuşak distal ucu atravmatik geçiş sağlamaktadır.

A smooth, round wire wrapped over a stainless steel core provides balanced performance. The stiff proximal shaft ensures pushability and control while the floppy distal tip enables precise, less traumatic advancement. Smooth, rounded ends and PTFE coating ease passage.

Referans kodları için www.plasti-med.com adresimizi ziyaret ediniz ya da ilgilendiğiniz bölüm kataloğunu istemeyi unutmayınız.


ÜRETERAL DİLATÖR (EKONOMİ) SETİ
URETERAL DILATOR (ECONOMY) SET



Flexible sistoskopi uygulamaları esnasında olası üretral darlıkları genişletmek için kullanılır.

Used for dilation of the ureteral strictures and to establish and maintain an access in to the bladder via urethral for flexible cystoscopy.

ÜRETERAL BALON DİLATÖR
URETERAL BALLOON DILATOR



Üreteroskopi veya taş çıkartma işlemi öncesi üreterlerin dilatasyonu ve intramural dilatasyon için kullanılmaktadır. Balonun proksimalinde ve distalinde radyopak işaretleri mevcuttur. İki lümenli balonun çalışma basıncı 10 atm, patlama basıncı 20 atm'dir. Steril ve tek kullanımlık paketlerde sunulmaktadır.

Balloon dilatation catheter available in a large number of sizes and diameters for a wide range of applications. A single use dual lumen catheter with a balloon mounted on its distal tip. Recommended for Ureteral balloon dilatation. Working pressure is 10 atm, brust pressure is 20 atm. Supplied sterile in peel-open packages

TRANSÜRETEROSKOPİK ÜRETERAL BALON DİLATÖR
TRANSURETEROSCOPIC URETERAL BALLOON DILATOR



Flexible üreteroskopi veya taş çıkartma işlemi öncesi üreterlerin dilatasyonu ve intramural dilatasyon için kullanılmaktadır. Balonun proksimalinde ve distalinde radyopak işaretleri mevcuttur. İki lümenli balonun çalışma basıncı 10 atm, patlama basıncı 20 atm'dir. Steril ve tek kullanımlık paketlerde sunulmaktadır.

Balloon dilatation catheter availiable in a large number of sizes and diameters for a wide range of applications. A single use dual lumen catheter with a balloon mounted on its distal tip. Recommended for Ureteral balloon dilatation. Working pressure is 10 atm, brust pressure is 20 atm. Supplied sterile in peel-open packages.


NEFROSTOMİ BALON DİLATÖR SETİ
NEPHROSTOMY BALLOON DILATOR SET



Nefrostomi balonu, perkütan nefrolitotomi ameliyatı esnasında çalışma yolu olarak kullanılmak üzere böbrek kapsülünü, kas ve fasya yapısını dilate (genişletme) etmek için kullanılmaktadır. Balonun kısa ve uca doğru incelen uç yapısı zor pasajlardan geçme kolaylığı sağlamaktadır. Steril ve tek kullanımlık paketlerde sunulmaktadır. İki lümenli balonun çalışma basıncı 14 atm, patlama basıncı 17 atm'dir.

Nephrostomy Balloon is used to dilate the musculofascial tract and renal capsule establishing a nephrostomy tract during a percutaneous procedure. The balloon has a short transitional taper from the balloon to the catheter shaft at the tip. This short tip provides close approximation of the dilating tract to the surgical site, enhancing access to difficult stone impacted calyces. Supplied sterile in peel-open packages. Intended for single use. Working pressure is 14 atm, brust pressure is 17 atm.


AMPLATZ RENAL DİLATÖR ve KILIF SETİ
AMPLATZ RENAL DILATORS & SHEATHS SET



Amplatz renal dilatör ve kılıf seti perkütan nefrolitotomi ameliyatı esnasında çalışma yolu olarak kullanılmak üzere böbrek kapsülünü, kas ve fasya yapısını dilate (genişletme) etmek için kullanılmaktadır. Steril ve tek kullanımlık paketlerde sunulmaktadır.

Used for dilation of a tract to the kidney for removal of stones. Supplied sterile in peel-open packages. Intended for single use.

AMPLATZ TİPİ RENAL KILIFLAR / SETİ
AMPLATZ TYPE RENAL SHEATHS / SET



Renal dilatasyon esnasında dilatörler çıkarıldıktan sonra atravmatik çalışma kanalı sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Radiopak PTFE malzemesinden üretilmiştir.

Made of radiopaque PTFE and used during renal dilatation to provide atraumatic working tracks after removal of dilator.

Referans kodları için www.plasti-med.com adresimizi ziyaret ediniz ya da ilgilendiğiniz bölüm kataloğunu istemeyi unutmayınız.


ŞİŞİRME APARATI
INFLATION DEVICE



Dilatasyon işlemleri sırasında balon içindeki atm basıncını ölçmek için kullanılır. Tek kullanımlıktır. Steril pakette sunulur. Hafif ve ergonomik handle kolay kilitlenebilir. Döner başlıklı luer mevcuttur.


Used during the performance of balloon dilation procedures to inflateand deflate the balloon and measure the pressure within the balloon during the procedure. Supplied sterile in peel-open packages. Intended for single use. Light weight & ergonomic. Fast release locking collar. Large ergonomic rotatable handle. Rotating luer.

GİRİŞ İĞNESİ / TLA GİRİŞ İĞNESİ
INITIAL PUNCTURE NEEDLE / TLA INTRODUCER NEDDLE



Perkütan nefrostomi, kist ponksiyonu, derin doku girişleri ve her türlü perkütan giriş için kullanılmaktadır.

Used for Percutaneous Nephrostomy, cyst puncture, deep tissue access and all other percutaneous application.



Perkütan nefrostomi, kist ponksiyonu, derin doku girişleri ve her türlü perkütan giriş için kullanılmaktadır.

Used for Percutaneous Nephrostomy, cyst puncture, deep tissue access and all other percutaneous application.

DEĞİŞİK REZEKTOSKOPLARA UYGUN KESİCİ ELEKTRODLAR
RESECTION LOOP ELECTRODES FOR VARIOUS RESECTOSCOPES



Büyümüş prostat bezesini kesmek ve koagule etmek için kullanılır. K.Storz, Wolf ve Olympus uyumlu tek girişli seçeneği mevcut.

Used for cutting and coagulation of the enlarged prostate glands.
Compatible with resectoscopes of Karl Storz, Richard Wolf, Olympus
Available in single stem.



VAJİNAL SPEKULUM

Steril ve tek kullanımlıktır
Düzgün ve kaygan yüzey
Yuvarlatılmış kenarlar
Vidalı ve kayar tip

Vaginal Speculum


Sterile and single use
Proper surface
Round edges
Screwed and slide types

SMEAR FIRÇASI

Düz Tip
Yuvarlak Tip

Smear Brush

Straight type
Round type





SMEAR KABI

2 bölmeli
Standart lam ölçülerinde
Kapaklı

Smear Containers

2 Slides
Standart slide sizes
With cap

POCHE AÇACAĞI

Poche yırtacak şekilde keskin uç
260 mm boyunda
Sert plastik malzeme

Poche Perforator

Sharped tip
260 mm lounght
Strong material



Referans kodları için www.plasti-med.com adresimizi ziyaret ediniz ya da ilgilendiğiniz bölüm kataloğunu istemeyi unutmayınız.

KARMAN ŞIRINGA Karman Syringe

Tek ve çift valfli
Manuel vakumlu
5 ml Medikal grade silikon
Yedek malzemeler
Reusable
4, 5, 6, 7 kanüller tek valfli
8, 10, 12, kanüller çift valfli
şırınga ile kullanılır.

Single and double valve
Manual vacuum
5 ml Medical grade silicon
Spare parts
Reusable
4, 5, 6, 7 karmans - can be use with single valve syringe
8, 10, 12 karmans - can be use with double valve syringe



KARMAN KANUL Karman Canula



ENDOMETRiAL ÖRNEK ALMA KANULÜ
Endometrial Cell Sampler Cannula

Yuvarlatılmış uç
Hassas derecelendirilmiş silindir
Sızdırmaz steril conta
3,1 mm dış çap

Rounded tip
Precisely graduated cylinder
Sterile
3,1 mm outside diameter




Y-TUR / ARTROSKOPİ SETİ

Puarlı
Puarsız
Üroloji ve artroskopi ameliyatlarında gerekli olan maksimum akış ve basınç performansı sağlamaktadır

Y-tur / Artroscopy set

With manuel pressure pump
Without manuel pressure pump
Provide optimal flow performance pressure maintanance for demanding artroscopic and urological prosedures





LAVMAN SETİ

Uygulamayı kolaylaştıran rektum uç
1750 ml kapasite
Yumuşak PVC malzemeden
110 cm bükülmeye dirençli hortum
Castile sabun
Sıvı geçirmez peçete
PE eldiven
Kaydırıcı jel

Enema Set

Easy of use rectum tip
1750 ml capacity
Soft PVC material
110 cm kink resistance tubing
Castile soap
Drape
PE gloves
Lubricant gel

HOOD

Yeni doğan bebeklerde oksijen terapisi amacı ile kullanılır

Hood

It is used for oxygen therapy for neonatals





GÖBEK KORDON KLEMPİ

Açılmayı önleyen kilit
Yuvarlatılmış kenarlar

Umblical Cord Clemp

Non-reversable lock
Round edges

Referans kodları için www.plasti-med.com adresimizi ziyaret ediniz ya da ilgilendiğiniz bölüm kataloğunu istemeyi unutmayınız.



CERRAHİ EL FIRÇALARI
Surgical Hand Brushes

Kullanıma hazır
Yumuşak plastik malzeme
Povidiniyot, klorheksidin veya kuru steril olarak üç çeşitte üretilir
Dezenfektan miktarı 15 ml - 20 ml olarak üretilebilir.
Reusable tipi 200 defa otoklav edilebilir

Ready for use
Soft material
Different types with povidine iodine, cholorohexidine and dry sterile
Contents 15 ml - 20 ml dezenfectant
Reusable type autoclavable up to 200 times

AĞIZ BAKIM SETİ
Oral Care Kit

Tek tek paketlenmiş, Steril, Medikal sünger
Nemlendiricili Jel
Ağız Antiseptiği Hidrojenperoksid(%1,5),
Ağız bakım solüyonu modelleri 20, 10 veya 3 swaplı olarak üretilir

Single packed, EO sterile, Medical sponge
Moisturizing gel
Mouth anticeptic Hydrogenperoxid %1,5,
Oral care solution types
Box of 20, 10 or 3 swaps available





İNSTOPER (HEPARİN CAP)
Instoper Heparin Cap

Luerlock bağlantı
İlave doz uygulamaları için
Çoklu kullanımda sızdırma yapmaz

Luerlock connection
No leakage in multiple use

BİOPSY PUNCH
Biopsy Punch

Paslanmaz çelik kesici uç
Koruyucu kapak

Stainless steel sharpened tip
Protection cap



Referans kodları için www.plasti-med.com adresimizi ziyaret ediniz ya da ilgilendiğiniz bölüm kataloğunu istemeyi unutmayınız.



KÜNYE

Anne, Bebek ve Anne-Bebek ve
Tek yetişkin modeller
Kartlı ve kartsız seçenekleri
Farklı renk seçenekleri
Açılmayı önleyen kilit sistemi

Identity Band

Mother, Baby and Mother-Baby types
With card or write on types
Different colors
Non-reversable lock



Referans kodları için www.plasti-med.com adresimizi ziyaret ediniz ya da ilgilendiğiniz bölüm kataloğunu istemeyi unutmayınız.



KAMERA KILIFI **Camera Cover**

KAN GAZI ŞIRINGASI
Blood Gas Syringe





UZATMA HORTUMLARI **Extension Lines**

Ø 3,0 x 4,1 mm
250 psi

Ø 3,0 x 4,1 mm
250 psi

İDRAR TORBASI ASKISI **Urine Bag Hanger**



ÜROLOJİ



UROLOGY

SOLUNUM ÜRÜNLERİ



RESPIRATORY PRODUCTS

ASPİRASYON & DRENAJ SİSTEMLERİ



SUCTION & DRAINAGE SYSTEMS

GENEL ÜRÜNLER



GENERAL PRODUCTS

Plasti-med

"supporting healthy life"

PLASTİ-MED Plastik Medikal Ürünler San.Tic.Ltd.Şti
İstanbul Deri Organize San.Böl.
Yan Sanayi Gelişme Alanı YA/11 Parsel
Aydınlı/Tuzla
İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel: +90(216) 591 04 91 (Pbx)
Fax: +90(216) 591 04 90

info@plasti-med.com impex@plasti-med.com

www.plasti-med.com

ID: 07.2010 Rev. No: 02

Plasti-med

"supporting healthy life"

ARTPOINT
www.artpointmalta.com
+356 79 79 79 79